



Philips Avent
Biberón Classic

1 biberón

260 ml
Tetina de flujo lento
1m+



SCF623/17

Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*

30 años de confianza

Nuestro biberón Classic ha recibido la confianza de las madres por 30 años y continúa siendo la elección preferida de muchas de ellas. Está diseñado para dar una experiencia placentera y cómoda; está clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares.*

Alimentación más cómoda al ritmo que su bebé elija

- Sujeción fácil debido a la válvula exclusiva ubicada en la tetina

Reduce la irritabilidad y la incomodidad

- Reducción de la irritabilidad clínicamente comprobada

Evita el ingreso de aire a la barriguita del bebé

- Sistema anticólicos clínicamente probado

Fácil de sujetar y sostener en cualquier dirección

- Forma ergonómica para una máxima comodidad

Otros beneficios

- Compatible con la línea Philips Avent
- Sin BPA*
- Fácil de usar y lavar, de ensamblaje rápido y sencillo
- Tetinas de diferentes rangos de flujo disponibles
- Use siempre el anillo adaptador


Destacados

Sujeción fácil



La exclusiva válvula de la tetina se flexiona según el ritmo de alimentación del bebé. La leche solo fluirá según el ritmo que su bebé elija para así poder reducir el exceso de comida y evitar que el bebé escupa, eructe o elimine gases

Reduce significativamente la irritabilidad



El sueño y la nutrición son vitales para la salud y la felicidad de su bebé. Se ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio para determinar si el diseño de los biberones inflúa en el "comportamiento de los bebés". Los biberones Classic de Philips Avent mostraron una reducción significativa en la irritabilidad alrededor de 28 minutos por día, en comparación con el biberón comparador (46 minutos frente a 28 minutos, $p=0,05$). Esta diferencia se notó especialmente durante la noche.**

Forma ergonómica



Debido a su forma única, el biberón es fácil de sujetar y sostener en cualquier dirección para una comodidad máxima, incluso para las pequeñas manos del bebé.

Exclusivo sistema anticólicos



Mientras el bebé se alimenta, la exclusiva válvula de la tetina se flexiona para permitir que el aire entre en el biberón y no en la barriguita del bebé.*

Compatibilidad en toda la línea



El biberón Classic de Philips Avent es compatible con la gama de productos de Philips Avent, excepto los biberones Natural. Le aconsejamos que utilice los biberones Classic solo con tetinas Classic.

Sin BPA*



El biberón Classic+ de Philips Avent está fabricado con materiales libres de BPA* (polipropileno).

Fácil de usar y limpiar



El cuello ancho del biberón permite un llenado y limpieza fáciles. El armado es rápido y sencillo, ya que son pocas piezas.



asimpleswitch.com

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costos, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de productos y confiabilidad de la vida útil.

Especificaciones

Botella

- Material: Sin BPA*

Diseño

- Diseño del biberón: Forma ergonómica, Cuello ancho

Etapas de desarrollo

- Etapas: 0 a 12 meses

Fácil de usar

- Uso del biberón: Fácil de limpiar, Fácil de manejar
- Fácil de usar: Apto para microondas y lavavajillas, 5 piezas

Funciones

- Sujeción: Sujeción fácil, Promueve una aceptación de tetina
- Tetina: Sistema anticólicos de dos piezas, Se flexiona según el ritmo de alimentación

Material

- Botella: Sin BPA*, Polipropileno
- Tetina: Sin BPA*, Silicona suave

Contenido

- Biberón: 1 piezas

Compatibilidad

- Compatible con: Extractor de leche materna, vasos VIA y tetinas Classic



Fecha de publicación
2018-03-30

Versión: 6.2.1

EAN: 08 71010 36228 40

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
* ** Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de vida, los niños que se alimentaban con biberones Avent sufrían menos cólicos que los niños que se alimentaban con otros biberones de marcas reconocidas, en especial por la noche.