

PHILIPS

AVENT

Biberón Natural

1 biberón

260 ml

Tetina de flujo lento

1m+

SCF627/17



La forma natural de alimentar con biberón

Tetina Avent con diseño de pétalos

Nuestro nuevo biberón ayuda a alimentar con biberón de forma más natural para su bebé y para usted. La tetina tiene un innovador diseño con pétalos que permite un enganche natural similar al del pecho, con lo que al bebé le resulta fácil combinar la alimentación con el pecho y el biberón.

Fácil combinación de pecho y biberón

- Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Una alimentación más cómoda y agradable para el bebé

- Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Evita el ingreso de aire a la barriguita del bebé

- Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

Fácil de sujetar y sostener en cualquier dirección

- Forma ergonómica para una máxima comodidad

Otros beneficios

- Este biberón no contiene BPA*
- Disponible en diferentes tamaños
- Compatible con la gama Philips Avent Natural
- Fácil de usar y lavar, de ensamblaje rápido y sencillo



asimpleswitch.com

Destacados

Válvula anticólicos avanzada



El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.

Compatibilidad en toda la línea



El nuevo biberón Natural de Philips Avent es compatible con la gama de Philips Avent, excepto con los biberones y vasos con asas Classic. Le aconsejamos usar los biberones Natural solo con tetinas Natural.

Diferentes tamaños

El biberón Natural de Philips Avent está disponible en 4 tamaños: 60 ml (2 oz), 125 ml (4 oz), 260 ml (9 oz) y 330 ml (11 oz). Las mamaderas están disponibles en paquetes individuales o múltiples.

Forma ergonómica



Debido a su forma única, el biberón es fácil de sujetar y sostener en cualquier dirección para una comodidad máxima, incluso para las pequeñas manos del bebé.

Sujeción natural



La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.

Fácil de usar y limpiar




El cuello ancho del biberón permite un llenado y limpieza fáciles. El armado es rápido y sencillo, ya que son pocas piezas.

Este biberón no contiene BPA*



La mamadera Natural de Philips Avent está fabricada con material libre de BPA* (polipropileno).

Pétalos que otorgan comodidad única



Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraer la tetina. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.



asimpleswitch.com

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costos, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de productos y confiabilidad de la vida útil.

Especificaciones

Material

Botella: Polipropileno, Sin BPA*

Tetina: Silicona, Sin BPA*

Contenido

Biberón: 1 piezas

Botella

Material: Sin BPA*

Capacidad: 9 oz

Diseño

Diseño del biberón: Forma ergonómica, Cuello ancho, Decoración

Fácil de usar

Uso del biberón: Fácil de manejar, Fácil de armar, Fácil de limpiar

Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 12 meses

Funciones

Válvula anticólicos: Avanzado sistema anticólicos

Sujeción: Sujeción natural, Fácil combinación del pecho y el biberón

Tetina: Pétalos que otorgan comodidad única, Tetina extrasuave y flexible

