

# PHILIPS

## AVENT

### Biberón Natural

1 biberón

260 ml

Tetina de flujo lento

Tetina con forma natural



SCF627/20



## La forma más natural de alimentar con biberón Fácil de combinar con la lactancia materna

Nuestro nuevo biberón permite que la alimentación sea más natural para su bebé y usted. La tetina tiene un diseño innovador de pétalos que permite un enganche natural similar al del pecho. Así, al bebé le resulta fácil combinar la alimentación con el pecho y el biberón.

#### Fácil combinación de pecho y biberón

- Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho
- Este biberón no contiene BPA\*
- Cuenta con la confianza de las madres desde 1984

#### Una alimentación más cómoda y agradable para el bebé

- Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que se contraiga

#### Evita el ingreso de aire a la barriguita del bebé

- Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

#### Fácil de sujetar y sostener en cualquier dirección

- Forma ergonómica para una máxima comodidad
- Fácil de usar y lavar, de ensamblaje rápido y sencillo


## Destacados

### Sujeción natural



La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón del bebé.

### Pétalos que otorgan comodidad única



Los pétalos en el interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin deformarla. Su bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y satisfactoria.

### Válvula anticólicos avanzada



El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.

### Este biberón no contiene BPA\*



La mamadera Natural de Philips Avent está fabricada con material libre de BPA\* (polipropileno).

### Forma ergonómica



Forma extra cómoda, fácil de sujetar en cualquier dirección, incluso para las pequeñas manos del bebé.

### Fácil de usar y limpiar



El cuello ancho del biberón permite un llenado y limpieza fáciles. El armado es rápido y sencillo, ya que son pocas piezas.

### Cuenta con la confianza de las madres

Desde 1984, Philips Avent ha diseñado y fabricado productos que se inspiran en la naturaleza y que han sido desarrollados tras amplias investigaciones y ensayos clínicos.

## Especificaciones

### Material

**Botella:** Polipropileno, Sin BPA\*  
**Tetina:** Sin BPA\*, Silicona

### Contenido

Biberón: 1 piezas

### Botella

**Material:** Sin BPA\*  
**Capacidad:** 260 ml

### Diseño

**Diseño del biberón:** Forma ergonómica, Cuello ancho

### Fácil de usar

**Fácil de usar:** Fácil de armar, Fácil de limpiar, Fácil de manejar, Apto para microondas y lavavajillas

### Etapas de desarrollo

**Etapas:** 0 a 12 meses

### Funciones

**Sujeción:** Fácil combinación del pecho y el biberón

**Tetina:** Avanzado sistema anticólicos, tetina extrasuave y flexible, sujeción natural, pétalos exclusivos para comodidad

