

PHILIPS

AVENT

Tetina anticólicos

2 piezas

Tetina de flujo para recién nacidos

0m+

SCF631/27



Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*

Nuestra tetina anticólicos está diseñada para brindar una alimentación sin interrupciones. El aire se libera hacia el biberón y lejos de la barriguita del bebé. La textura estriada evita la contracción de la tetina y reduce las interrupciones en la alimentación y la incomodidad.

Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*


- Válvula anticólicos demostrada que reduce los cólicos*
- 60 % menos malestar durante la noche*
- La textura acanalada evita la contracción para permitir una alimentación ininterrumpida
- Diseño con forma de tetina para una sujeción segura

Otros beneficios

- Tetinas con diferentes niveles de flujo disponibles
- Esta tetina es libre de BPA
- Rango compatible desde la lactancia materna hasta el uso del vaso


Destacados

Menos cólicos



Nuestra válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire lejos de la barriguita de su bebé para reducir los cólicos y el malestar. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para permitir que ingrese el aire en el biberón y llevarlo a su parte posterior para evitar la formación de vacío. Además, mantiene el aire en el biberón y lejos de la barriguita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y el malestar.

Menos irritabilidad



El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent

experimentaron un 60% menos de malestar por la noche, en comparación con aquellos alimentados con un biberón anticólicos de la competencia*.

Alimentación ininterrumpida



La forma de la tetina permite una succión segura y la textura acanalada ayuda a prevenir la contracción de la tetina para entregar una alimentación cómoda e ininterrumpida.

Succión segura

Diseño con forma de tetina para una succión segura

Se adapta a las necesidades de crecimiento de su bebé



La gama de biberones anticólicos Philips Avent ofrece tetinas con distintos niveles de flujo para seguir el ritmo de crecimiento de su

bebé. Recuerde que las indicaciones de edad son aproximadas, puesto que los bebés crecen a ritmos diferentes. Todas las tetinas están disponibles en paquetes de dos unidades: flujo para recién nacido, lento, medio, rápido y variable, y espeso.

Sin BPA



La tetina anticólicos Philips Avent está fabricada con materiales sin BPA (silicona).

Crece junto con su bebé



Mezcle y combine nuestro extractor de leche, biberón y partes del vaso, y cree su producto ideal cuando lo necesite.

Especificaciones

Material

Tetina: Silicona, Sin BPA

Contenido

Tetina: 2 piezas

Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses

Funciones

Válvula anticólicos: diseñada para reducir la ingesta de aire

Tetina: Enganche fácil, textura estriada que evita la contracción de la tetina, sistema

anticólicos demostrado

Fácil de usar: fácil de limpiar y armar, diseño antigoteo

Tetina

Velocidad del flujo: Flujo para recién nacidos



* Los bebés de dos semanas alimentados con biberones Philips Avent demostraron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con biberones de otras marcas.

* Está comprobado que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga; además, los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.

* ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.

* No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE