

PHILIPS

AVENT

Antikolikový dudlík

2 kusy

Pro průtok husté stravy

od 6 měsíců



SCF636/27



Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*

Náš antikolikový dudlík je navržen pro nepřerušované krmení. Vzduch je udržován v lahvi, takže neproudí do břicha dítěte. Jeho textura zabraňuje stlačení dudlíku pro minimalizaci přerušování krmení a nepohodlí.

Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*


- Antikolikový ventil prokazatelně snižuje riziko koliky*
- O 60 % méně podrážděného chování v noci*
- Žebrovaná textura zabraňuje stlačení dudlíku pro krmení bez přerušování
- Tvar dudlíku navržen pro bezpečné uzavření

Další výhody

- K dispozici jsou dudlíky s různými průtoky
- Tento dudlík neobsahuje BPA
- Kompatibilní sortiment od kojení po hmeček


Přednosti

Méně koliky



Náš antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil do lahve a nikoli do břicha dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí. Během krmení se v dudlíku ohýbá ventil, který umožňuje proudění vzduchu do zadní části lahve a zabraňuje vzniku podtlaku. Tím udržuje vzduch v lahvi mimo břicho dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí.

Méně podrážděného chování



Antikolická láhev Philips Avent snižuje podrážděné chování. U dětí kmených pomocí antikolikové lahve Philips Avent bylo pozorováno o 60 % méně podrážděného chování v noci než u dětí kmených konkurenční antikolikovou lahvi.*

Krmení bez přerušení




Tvar dudlíku umožňuje bezpečné uzavření lahve a textura zabraňuje stlačení dudlíku pro pohodlné krmení bez přerušení.

Bezpečná západka

Tvar dudlíku navržen pro bezpečné uzavření

Vyhovují potřebám vašeho rostoucího dítěte



Řada antikolikových lahví Philips Avent nabízí dudlíky s různými průtoky, které drží krok s růstem vašeho dítěte. Pamatujte na to, že věkové určení je pouze orientační, protože děti se vyvíjejí různým tempem. Všechny dudlíky jsou k dispozici v balení po dvou kusech: novorozenecký, pomalý, střední, rychlý, variabilní a pro hustší stravu.

Bez BPA



Antikolikový dudlík Philips Avent je vyroben bez použití BPA (silikon).

Roste s vaším dítětem



Kombinujte části našich odsávaček mateřského mléka, lahví a hmečků a vytvořte si tak výrobek přizpůsobený vašim potřebám!

Specifikace

Země původu

Velká Británie: Ano

Materiál

Dudlík: Silikon, Bez BPA

Co je součástí

Dudlík: 2 ks

Stupně vývoje

Stupně: 0–6 měsíců

Funkce

Antikolikový ventil: navržen k redukci polykání vzduchu

Dudlík: Snadné nasazení, žebrovaná textura zabraňuje stlačení dudlíku, klinicky ověřený antikolikový systém

Snadné použití: snadné čištění a sestavování, konstrukce bez netěsností

Dudlík

Rychlost průtoku: Pro průtok husté stravy



* Ve věku 2 týdnů bylo u dětí kmených z lahve Philips Avent prokázáno méně kolik a výrazně méně neklidného chování v noci oproti dětem kmeným konkurenční lahvi.

* Konstrukce dudlíku prokazatelně brání stlačení dudlíku, tím zároveň předchází polykání vzduchu a přerušení krmení.

* Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.

* 0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011