

PHILIPS

AVENT

Antikolik biberon emziđi

2 adet

Yođun akıřlı

6 ay+



SCF636/27



Kolik ve huzursuzluđu azalttıđı klinik olarak kanıtlanmıřtır*

Antikolik biberon emziđimiz kesintisiz besleme iin tasarlanmıřtır. Bu rn sayesinde hava bebeđinizin midesine deđil biberona girer. ıkıntılı doku sayesinde emzik okmez ve besleme sırasında yařanan kesinti ve huzursuzluklar azalır.

Kolik ve huzursuzluđu azalttıđı klinik olarak kanıtlanmıřtır*


- Koliđi azalttıđı kanıtlanmıř antikolik valf*
- Geceleri %60 daha az huzursuzluk*
- Kesintisiz besleme iin emziđin okmesini engelleyen ıkıntılı doku
- Gvenli kavrama iin tasarlanan emzik řekli

Diđer avantajlar

- Farklı emzik akıř hızları bulunur
- Bu biberon emziđi BPA iermez
- Emzirmeden bardađa eksiksiz rn serisi


Özellikler

Daha az kolik



Antikolik valfimiz, bebeğinizin midesine hava girmesini önleyerek kolığı ve rahatsızlığı azaltmak için tasarlanmıştır. Biberon emziğine entegre edilen valf, bebeğiniz beslenirken biberona hava girmesini sağlayarak hava boşluğu oluşmasını engeller ve havayı biberonun arkasına iter. Havayı biberonda tutarak ve bebeğinizin midesine girmesini engelleyerek kolığı ve rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olur.

Daha az huzursuzluk



Philips Avent Antikolik biberon huzursuzluğu azaltır. Philips Avent Antikolik biberonla beslenen bebekler, rakip markanın antikolik biberonuna kıyasla, geceleri %60 oranda daha az huzursuzluk yaşamaktadır.*

Kesintisiz besleme



Emziğin şekli güvenli kavrama sağlar ve kesintisiz, konforlu besleme için çıkıntılı doku emziğin çökmesini engeller.

Güvenli kavrama

Güvenli kavrama için tasarlanan emzik şekli

Bebeğinizin artan ihtiyaçlarını karşılar



Philips Avent Antikolik biberon serisi, bebeğinizin büyümesine ayak uyduracak farklı biberon emziği akış hızları sunar. Yaş göstergelerinin, bebeklerin farklı hızlarda büyümesi nedeniyle yaklaşık değerler sunduğunu unutmayın. Tüm emzikler ikili paketlerde sunulur: Yenidoğan, Yavaş, Orta, Hızlı, Değişken ve Yoğun Akışlı.

BPA içermez



Philips Avent Antikolik biberon emziği, BPA içermeyen malzemeden (silikon) üretilmiştir.

Bebeğinizle birlikte büyür



Göğüs pompalarımızı, biberonlarımızı ve bardaklarımızı birbiriyle eşleştirerek ihtiyacınız olduğunda yardımınıza koşacak ürünü oluşturun!

Teknik Özellikler

Menşei

Birleşik Krallık

Malzeme

Emzik: Silikon, BPA içermez

Paket içeriği

Emzik: 2 adet

Gelişim aşamaları

Aşamalar: 0-6 ay

Fonksiyonlar

Antikolik valf: bebeğinizin hava yutmasını azaltmak için tasarlanmıştır

Emzik: Kolay kavrama, biberon emziğinin çökmesini engelleyen çıkıntılı doku, kanıtlanmış antikolik sistem

Kullanım kolaylığı: temizlenmesi ve birleştirilmesi kolaydır, sızdırmaz tasarım

Emzik

Akış hızı: Yoğun akışlı

