

PHILIPS

AVENT

Kit de transición del
biberón al vaso

120 ml (4 oz)

4m+

SCF638/01



Facilita la transición del bebé al vaso

Este kit de transición anticólicos facilita la transición del bebé a su primer vaso. Gracias a sus mangos de fácil sujeción, el bebé podrá beber de manera independiente de la tetina familiar.

Para que los bebés se acostumbren a tomar solos

- Asas desmontables fáciles de sujetar

Comodidad para usted y su bebé

- Todas las piezas son aptas para el lavavajillas para más comodidad

Otros beneficios

- Este vaso está fabricado con material sin BPA
- Compatible con los biberones y vasos Philips Avent

Destacados

Asas desmontables fáciles de sujetar



Coloque las asas de fácil sujeción en el biberón para que el bebé aprenda a alimentarse sin ayuda

Vaso apto para el lavavajillas



Todas las piezas son aptas para el lavavajillas para más comodidad

Sin BPA



Este vaso Philips Avent está fabricado con materiales sin BPA.

Compatibilidad de Philips Avent



Todos los biberones y vasos Philips Avent son compatibles, a excepción de los biberones de vidrio y los vasos para niños más grandes, por lo tanto, puede mezclarlos y combinarlos para crear el vaso perfecto que satisfaga las necesidades de desarrollo individual de su niño pequeño.

Especificaciones

Material

Botella: Sin BPA*, Polipropileno

Tetina: Sin BPA, Silicona

Contenido

Biberón de entrenamiento: 1 piezas

Tapa protectora con broche a presión: 1 piezas

Tetina blanda de flujo medio: 1 piezas

Tetina blanda de flujo medio: 1 piezas

Etapas de desarrollo

Etapas: 4 meses +

Peso y dimensiones

Dimensiones de la caja F: 130 x 110 x 60 mm

Cantidad de cajas F en la caja A: 6 piezas

Peso del producto: 0,09 kg

