

PHILIPS

AVENT

Тренировочный набор

120 мл

4 мес. +

SCF638/01



Помогите малышу научиться пить из чашки

Этот тренировочный набор Anti-colic поможет малышу перейти к первой чашке. Удобные ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски.

Постепенный переход к питью из чашки

- Удобно держать, со съемными ручками

Удобно для вас и вашего малыша

- Все детали можно мыть в посудомоечной машине

Другие преимущества

- Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А
- Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

Особенности

Удобно держать со съемными ручками



Прикрепите к детской бутылочке удобные ручки, чтобы научить малыша пить самостоятельно

Чашку можно мыть в посудомоечной машине



Все детали можно мыть в посудомоечной машине

Не содержит бисфенол-А



Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.

Совместимость с изделиями Philips Avent



Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.

Характеристики

Материал

Бутылочка: Не содержит бисфенол-А*, полипропилен

Соска: Не содержит бисфенол-А, силикон

В комплект входят:

Обучающий набор "От бутылочки к чашке": 1 шт.

Зашелкивающийся защитный колпачок: 1 шт.

Мягкая соска со средним потоком: 1 шт.

Этапы взросления

Возраст: 4 месяца +

Страна изготовления

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии: Да

Вес и габариты

Размеры F-box: 130 x 110 x 60 миллиметра

Количество F-box в A-box: 6 шт.

Вес продукта: 0,09 кг

