

PHILIPS

AVENT

Tetina Natural

Dos piezas

Flujo medio

3m+



SCF653/27



La forma natural de alimentar con biberón Tetina Avent con diseño de pétalos

Nuestra nueva tetina ayuda a alimentar con biberón de forma más natural para su bebé y para usted. La tetina tiene un innovador diseño con pétalos que permite un enganche natural similar al del pecho, con lo que al bebé le resulta fácil combinar la alimentación con el pecho y el biberón.

Fácil combinación de pecho y biberón

- Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Una alimentación más cómoda y agradable para el bebé

- Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Evita el ingreso de aire a la barriguita del bebé

- Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

0% de BPA (sin bisfenol A)

- Tetina sin BPA

Otros beneficios

- Diferentes niveles de flujo para una alimentación más cómoda
- Compatible con el biberón Natural de Philips Avent




Destacados

Sujeción natural



La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.

Pétalos que otorgan comodidad única



Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraer la tetina. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.

Válvula anticólicos avanzada



El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.

Sin BPA



Esta tetina está fabricada con silicona, un material sin BPA (conforme a la directiva de la UE, 2011/8/EU)

Diferentes niveles de flujo

Philips Avent ofrece cuatro niveles de flujo distintos para seguir el ritmo del crecimiento del bebé. Recuerde que las indicaciones de edad son aproximadas, ya que los bebés crecen en diferentes ritmos. Philips Avent ofrece la tetina de flujo para recién nacido con 1 agujero (0 m+), la tetina de flujo lento con 2 agujeros (1 m+), la tetina de flujo medio con 3 agujeros (3 m+) y la tetina de flujo rápido con 4 agujeros (6 m+). Todas las tetinas están disponibles en paquetes dobles.

Compatible con biberón Natural

Le aconsejamos que utilice las tetinas Natural solo con los biberones Natural.

Especificaciones

País de origen

Inglaterra: Y

Material

Tetina: Silicona, Sin BPA*

Contenido

Tetina blanda suave de flujo medio: 2 piezas

Diseño

Diseño de la tetina: Tetina con forma de pecho, Pétalos que otorgan comodidad única, Extragrande

Tetina

Velocidad del flujo: Flujo medio

Orificios: 3 orificios

Meses: 3m+

Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses

Funciones

Tetina: Pétalos que otorgan comodidad única, Tetina extrasuave y flexible

Sujeción: Fácil combinación del pecho y el biberón, Sujeción natural

Válvula anticólicos: Avanzado sistema anticólicos

