

PHILIPS

AVENT

Соска серии Natural

2 шт.

Очень медленный поток

0 мес.

SCF657/27



Идеально для новорожденных

Более мягкая соска с очень медленным потоком

Соска Philips Avent серии Natural с очень медленным потоком имеет уменьшенное отверстие, что помогает лучше контролировать скорость потока. Благодаря мягкой текстуре соски ощущения при кормлении максимально напоминают грудное вскармливание.

Легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки

- Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

Приятное и комфортное кормление для малыша

- Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

Направляет воздух в бутылочку, а не в животик малыша

- Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

Не содержит бисфенол-А

- Соска не содержит бисфенол-А

Идеально для новорожденных

- Соска с очень медленным потоком
- Мягкая текстурированная соска

Особенности

Не содержит бисфенол-А



Соска изготовлена из силикона, не содержащего бисфенол-А (соответствует Директиве ЕС 2011/8/ЕС)

Усовершенствованный антиколиковый клапан



Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.

Естественный захват соски



Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

Соска с очень медленным потоком




Уменьшенный размер отверстия помогает лучше контролировать скорость потока во время кормления. Соска серии Natural с очень медленным потоком идеально подходит для малышей, которые еще только учатся пить из бутылочки.

Мягкая текстурированная соска



Ощущения как при грудном вскармливании благодаря мягкой текстурированной соске.

Уникальные "лепестки"



Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.

Характеристики

Страна изготовления

Индонезия: Да

Материал

Соска: Силиконовая, Не содержит бисфенол-А*

Дизайн

Дизайн соски: Повторяет форму груди, Уникальные "лепестки", Сверхширокая

Соска

Отверстия: 1 отверстие

Этапы взросления

Возраст: от 0 месяцев

Функции

Антиколиковый клапан: Новая система против колик

Захват соски: Естественный захват соски, Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки

Соска: Уникальные "лепестки", Ультрамягкая и гибкая соска

