

PHILIPS

AVENT

Biberon Classic PES

1 biberon

125 ml

Tétine débit nouveau-né

0 mois et +



SCF660/17



Un bébé bien nourri dort mieux

Diminue l'irritabilité de bébé, surtout la nuit**

Il est très courant qu'un nourrisson pleure, soit irritable et grognon. Le biberon Classic PES Philips Avent contribue à réduire de manière significative les coliques*** ainsi que l'irritabilité des bébés, surtout la nuit**.

Pour moins d'irritabilité et d'inconfort

- Cliniquement prouvé : diminue significativement l'irritabilité de bébé

Système de valve anti-coliques une seule pièce

- Laisse l'air pénétrer dans le biberon et non dans l'estomac de bébé

Très longue durée de vie

- Matériau PES couleur miel pour une longue durée de vie

Facile à nettoyer

- Seulement trois éléments pour un nettoyage facile

Pour répondre aux besoins, à chaque âge, de votre bébé


- Cinq débits de tétine différents sont disponibles



asimpleswitch.com

Points forts

Diminue significativement l'irritabilité de bébé




Le sommeil et l'alimentation sont vitaux pour le bien-être et la santé de votre bébé. Une étude clinique a été réalisée pour déterminer si la forme du biberon influence le « comportement de bébé ». Cette dernière a montré que les biberons Classic Philips Avent diminuent de façon significative l'irritabilité de bébé de 28 minutes par jour en moyenne par rapport aux bébés nourris avec un biberon concurrent (46 min contre 74 min, $p=0,05$). Ceci est particulièrement vrai durant la nuit.**

Valve anti-coliques



Pendant que votre bébé tète, la valve anti-coliques Avent laisse l'air pénétrer dans le biberon et non dans le ventre de bébé. Votre bébé contrôle le débit de lait, tout comme lors de l'allaitement maternel.

Pour répondre aux besoins, à chaque âge, de votre bébé



Cinq débits de tétine différents sont disponibles.

Facile à nettoyer

Le biberon Philips Avent ne comprend que trois éléments, afin de faciliter son nettoyage, et il dispose d'un capuchon de protection pour un rangement et un transport hygiéniques. Une étude clinique a comparé le design du biberon Philips Avent à celui d'une autre marque connue sur une période de 12 mois. Les résultats ont montré que les mamans ont été plus satisfaites du biberon Philips Avent quant à la simplicité du nettoyage ($p=0,04$) et de l'assemblage ($p=0,02$).

Matériau Polyéther Sulfone (PES) couleur miel

Ce biberon est composé de PES (Polyéther Sulfone) de couleur miel, ayant une longue durée de vie

Caractéristiques

Pays d'origine

Angleterre

Inclus

Biberon Classic PES: 1 Pièce(s)

Allaitement au biberon

Capacité: 125 Once

Matériau: Très longue durée de vie

Design

Design du biberon: Facile à assembler, Facile à nettoyer, Prise en main facile, Col large

Fonctions

Valve anti-coliques: Valve composée d'1 pièce

Étapes de développement

Étapes: 0-6 mois, 0-6 mois



asimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).



** Une étude clinique a montré qu'à l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Avent étaient moins irritables que ceux nourris avec un biberon concurrent. (Étude menée en 2008 par l'Institute of Child Health (Institut de la santé infantile), Londres).

*** Une étude clinique a montré qu'à l'âge de 2 semaines, les bébés nourris au biberon Philips Avent souffraient moins de coliques, surtout la nuit, que ceux nourris avec un biberon concurrent.