

PHILIPS

AVENT

Biberón

1 clásico avanzado

125 ml

Tetina para recién nacidos



SCF660/17



Buena alimentación, buen dormir

Ayuda a tranquilizar a su bebé, especialmente por la noche**

La irritabilidad es sin dudas la conducta más común en los bebés cuando sienten molestias. El biberón Advanced Classic de Philips AVENT reduce significativamente los cólicos*** y la irritabilidad. La irritabilidad se reduce especialmente en la noche.**

Reduce la irritabilidad y la incomodidad

- Reducción de la irritabilidad clínicamente comprobada

Sistema de válvula anticólicos de una pieza

- El aire se introduce en el biberón y no en la pancita del bebé.

Gran durabilidad

- Material PES color miel sin BPA para más durabilidad

Fácil de limpiar


- Fácil limpieza con sólo tres piezas

Se adapta a las necesidades de crecimiento de su bebé

- Existen cinco tetinas disponibles con diferentes tipos de flujo.

Destacados

Reduce significativamente la irritabilidad




El sueño y la nutrición son vitales para la salud y la felicidad de su bebé. Se ha llevado a cabo una prueba clínica aleatoria para determinar si el diseño de los biberones influía en el comportamiento de los bebés. Los biberones clásicos AVENT de Philips mostraron una reducción significativa de la irritabilidad de alrededor de 28 minutos por día, en comparación con otros biberones (46 minutos contra 74 minutos, $p=0,05$). Estos resultados se observaron en especial por la noche.**

Exclusiva válvula anticólicas



Mientras el bebé se alimenta, el exclusivo borde de la tetina AVENT se flexiona para que el aire entre en el biberón en lugar de en la barriguita de su bebé. Al igual que en la lactancia materna, el bebé controla el flujo de leche.

Se adapta a las necesidades de crecimiento de su bebé



Existen cinco tetinas disponibles con diferentes tipos de flujo.

0% de BPA (sin bisfenol A)



Este biberón está fabricado con PES, un material sin BPA.

Fácil de limpiar

El biberón está compuesto por sólo tres piezas para una limpieza fácil y tiene una tapa ideal para guardarlo y transportarlo higiénicamente. En una prueba clínica realizada al azar, se comparó el diseño del biberón Philips AVENT con los diseños de otras marcas líderes en el mercado durante más de 12 meses. La satisfacción de las madres en relación con la facilidad de limpieza ($p=0,04$) y armado ($p=0,02$) fue significativamente mayor con los biberones Philips AVENT.

Material PES color miel

Este biberón sin BPA (0% de bisfenol A) está fabricado con PES color miel para más durabilidad

Especificaciones

País de origen

Inglaterra

Material

Sin BPA*

Contenido

Biberón clásico avanzado: 1 piezas

Biberón

Capacidad: 125 oz

Material: Sin BPA, Gran durabilidad

Diseño

Diseño del biberón: Fácil de armar, Fácil de limpiar, Fácil de manejar, Cuello ancho

Funciones

Válvula anticólicas: Válvula de una pieza

Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses, 0 a 6 meses



** Un estudio clínico ha demostrado que a las dos semanas de vida los bebés mostraban menos irritabilidad que los bebés alimentados con otros biberones. (Estudio realizado por el instituto Institute of Child Health en Londres. 2008).

*** Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de vida, los niños que se alimentaban con biberones AVENT sufrían menos cólicos que los niños que se alimentaban con otros biberones de marcas reconocidas, en especial por la noche.