

PHILIPS

AVENT

Biberón Natural de cristal

1 biberón

120 ml

Tetina de flujo recién nacido

0m+



SCF671/17



Fácil de combinar con la lactancia materna Enganche natural

Nuestro biberón de cristal Natural ayuda a alimentar con biberón de forma más natural para su bebé y para usted. La tetina tiene un cómodo diseño con pétalos que permite un enganche natural similar al del pecho, con lo que al bebé le resulta fácil combinar la alimentación con el pecho y el biberón.

Puro y seguro

- Resistencia al calor
- Cristal de calidad farmacéutica

Lactancia materna y alimentación con biberón, fáciles de combinar

- Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Una alimentación más cómoda y agradable para el bebé

- Exclusivos pétalos para proporcionar una tetina suave y flexible sin contracción
- Compatible con la gama Philips Avent

Expulsa el aire de la barriguita del bebé

- Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

Otras ventajas

- Fácil de usar y limpiar, rápido y fácil de montar
- Este biberón no contiene BPA*



asimpleswitch.com

Destacados

Resistencia al calor



Además de que se puede esterilizar de la forma habitual, el biberón Natural de cristal es resistente al calor y los cambios de temperatura repentinos, por lo que se puede guardar caliente en el frigorífico.

Cristal de calidad farmacéutica


Cristal de silicato de boro reciclable de alta calidad que garantiza la máxima pureza.

Enganche natural



La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, similar al del pecho, y permite al bebé combinar la alimentación con pecho y biberón.

Exclusivos y cómodos pétalos



Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraer la tetina. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.

Válvula anticólicos avanzada



El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.

Crecimiento del bebé

El biberón Natural de Philips Avent es compatible con la gama Philips Avent, excepto los biberones y vasos con asas Classic. Le aconsejamos que utilice los biberones Natural solo con tetinas Natural.

Fácil de usar y limpiar



El cuello ancho del biberón facilita el llenado y la limpieza. El número de piezas se ha reducido para disfrutar de un montaje rápido y sencillo.

Este biberón no contiene BPA*



El biberón Natural de Philips Avent está fabricado con material sin BPA* (cristal, polipropileno y silicona).

Especificaciones

País de origen

Montado en el Reino Unido o en Estados Unidos: Con componentes de Estados Unidos y el Reino Unido

Material

Biberón: Sin BPA*, Cristal
Tetina: Silicona, Sin BPA*

Qué incluye

Biberón: 1 uds

Biberón

Material: Sin BPA*
Capacidad: 120 ml

Diseño

Diseño del biberón: Forma ergonómica, Cuello ancho

Fácil de usar

Fácil de usar: Fácil de montar, Fácil de limpiar, Fácil de agarrar, Apto para microondas y lavavajillas

Etapas de desarrollo

Etapas: 0-12 meses

Funciones

Enganche: Fácil combinación del pecho y el biberón

Tetina: Exclusivos y cómodos pétalos, Sistema anticólicos avanzado, Tetina extrasuave y flexible, Enganche natural



asimpleswitch.com

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.