

PHILIPS

AVENT

Biberón Natural de cristal

1 biberón

120 ml (4 oz)

Tetina para recién nacidos

0m+



SCF671/17



Fácil de combinar con la lactancia materna

Sujeción natural

Nuestro biberón de cristal Natural ayuda a alimentar de forma más natural a su bebé y usted. La tetina tiene un cómodo diseño con pétalos que permite un enganche natural similar al del pecho, así le resulta fácil al bebé combinar la alimentación con el pecho y el biberón.

Puro y seguro

- Resistente al calor
- Cristal de calidad farmacéutica

Fácil combinación de pecho y biberón

- Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Una alimentación más cómoda y agradable para el bebé

- Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga
- Compatible con la línea de productos Philips Avent

Evita el ingreso de aire a la barriguita del bebé

- Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

Otros beneficios

- Fácil de usar y lavar, de ensamblaje rápido y sencillo
- Este biberón no contiene BPA*



asimpleswitch.com

Destacados

Resistente al calor



El biberón de cristal Natural es resistente al calor y a los cambios de temperatura, por lo tanto, se puede guardar caliente en el refrigerador y también es adecuado para la esterilización.

Cristal de calidad farmacéutica


Cristal de silicato de boro reciclable de alta calidad que garantiza la máxima pureza.

Sujeción natural



La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.

Pétalos que otorgan comodidad única



Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraer la tetina. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.

Válvula anticólicas avanzada



El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.

Creciendo con su bebé

El biberón Natural de Philips Avent es compatible con la línea de productos Philips Avent, excepto los biberones y mangos para vasos Classic. Le aconsejamos que utilice los biberones Natural solo con tetinas Natural.

Fácil de usar y limpiar



El cuello ancho del biberón permite un llenado y limpieza fáciles. El armado es rápido y sencillo, ya que son pocas piezas.

Este biberón no contiene BPA*



El biberón Natural de Philips Avent está fabricado con material libre de BPA* (vidrio, polipropileno y silicona).

Especificaciones

País de origen

Montado en el Reino Unido o en Estados Unidos: Con componentes de Estados Unidos y el Reino Unido

Material

Botella: Sin BPA*, Cristal
Tetina: Silicona, Sin BPA*

Contenido

Biberón: 1 piezas

Botella

Material: Sin BPA*
Capacidad: 120 ml (4 oz)

Diseño

Diseño del biberón: Forma ergonómica, Cuello ancho

Fácil de usar

Fácil de usar: Fácil de armar, Fácil de limpiar, Fácil de manejar, Apto para microondas y lavavajillas

Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 12 meses

Funciones

Sujeción: Fácil combinación del pecho y el biberón

Tetina: Pétalos que otorgan comodidad única, Avanzado sistema anticólicas, Tetina extrasuave y flexible, Sujeción natural



asimpleswitch.com

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costos, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de productos y confiabilidad de la vida útil.

