

PHILIPS

AVENT

Детская бутылочка
серии Natural

2 детские бутылочки серии Classic

125 мл

Соска для кормления
новорожденных



SCF680/27



Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

Нам доверяют уже 30 лет

Уже 30 лет мамы доверяют нашей продукции, продолжая выбирать бутылочки серии Classic. Дизайн бутылочки обеспечивает комфортное кормление и снижает риск возникновения колик и неприятных ощущений (клинически доказано)*.

Ваш малыш может сам выбрать темп кормления

- Легкий захват благодаря уникальному клапану соски

Меньше беспокойства и дискомфорта

- Клинически доказано, что ребенок становится значительно более спокойным

Воздух попадает в бутылочку, а не в животик малыша

- Доказанная эффективность антиколиковой системы

Удобно держать в любом положении

- Эргономичная форма для максимального комфорта

Другие преимущества

- Совместима с изделиями линейки Philips Avent
- Бутылочка не содержит бисфенола-A*
- Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка
- Доступны соски с различной скоростью потока
- Всегда используйте соединительное кольцо


Особенности

Легкий захват соски



Уникальный клапан соски сгибается в соответствии с естественным ритмом кормления малыша. Молоко поступает с той скоростью, которую выбирает малыш, что помогает сократить риск передождания, заглатывания воздуха и срыгивания пищи

Значительно более спокойное поведение



Полноценный сон и правильное питание крайне важны для здоровья и хорошего самочувствия малыша. В ходе рандомизированного клинического исследования, целью которого было выяснить, влияет ли дизайн бутылочки для кормления грудных детей на их поведение, специалисты установили, что при использовании бутылочки Philips Avent серии Classic дети ведут себя спокойно значительно дольше — приблизительно на 28 минут в день — чем при использовании бутылочки производства компании-конкурента (46 мин. против 74 мин., $p=0,05$). Это особенно заметно в ночное время.**

Эргономичный дизайн



Максимально комфортное кормление благодаря уникальной форме бутылочки, которую можно держать в любом положении. Удобно даже для маленьких ручек малыша.

Уникальная антиколиковая система



В процессе кормления уникальный клапан соски сгибается, пропуская воздух в бутылочку, а не в животик малыша.***

Совместимо с другими изделиями линейки



Бутылочка Philips Avent серии Classic совместима с изделиями линейки Philips Avent, за исключением бутылочек серии Natural. Рекомендуется использовать бутылочки серии Classic только с сосками серии Classic.

Бутылочка не содержит бисфенола-A*




Бутылочка для кормления Philips Avent Classic изготовлена из полипропилена и не содержит бисфенол-A*.

Простота в использовании и очистке



Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.

Для меняющихся потребностей вашего малыша



Бутылочка Philips Avent Classic позволяет использовать соски с различной скоростью потока для малышей разного возраста. Помните, что обозначения возраста даны приблизительно, поскольку дети имеют различные темпы развития. Все соски продаются в упаковках по две штуки.

Соединительное кольцо



Используйте бутылочку Philips Avent Classic только с соединительным кольцом (входит в комплект каждой бутылочки Philips Avent Classic).

Характеристики

Бутылочка

Материал: Не содержит бисфенол-А*

Дизайн

Дизайн бутылочки: Эргономичный дизайн, Широкое горлышко

Этапы взросления

Возраст: 0–12 месяцев

Удобство использования

Использование бутылочки: Легко чистится, Легко держать

Удобство использования: Можно использовать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине, 5 деталей

Функции

Захват соски: Легкий захват соски, Упрощает захват соски

Соска: Система предотвращения колик из двух компонентов, Спихается в соответствии с ритмом кормления

Материал

Бутылочка: Не содержит бисфенол-А*, Полипропилен

Соска: Не содержит бисфенол-А*, Мягкий силикон

В комплект входят:

Детская бутылочка: 2 шт.

Совместимость

Совместим с: Молокоотсос, контейнеры VIA и соски серии Classic

