

# PHILIPS

## AVENT

Biberon Classic

3 biberons

260 ml

Tétine à débit lent

1 mois et +



SCF683/37



Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l'inconfort\*

A la confiance des mamans depuis 30 ans

Notre biberon Classic a la confiance des mamans depuis 30 ans, et continue à être le premier choix de bon nombre d'entre elles. Conçu pour permettre une tétée facile et agréable, il est prouvé qu'il atténue le risque de coliques et d'inconfort.\*

**Une tétée plus confortable, respectant le rythme du bébé**

- Tétée facile grâce à la valve exclusive de la tétine

**Pour moins d'irritabilité et d'inconfort**

- Cliniquement prouvé : diminue significativement l'irritabilité de bébé

**Évite que l'air ne s'introduise dans l'estomac de bébé**

- Système anti-coliques cliniquement prouvé

**Facile à tenir**

- Forme ergonomique pour un confort maximal

**Autres avantages**

- Compatible avec la gamme Philips Avent
- Facile à utiliser et à nettoyer, simple et rapide à assembler
- Tétines avec différents débits disponibles
- Utilisez toujours la bague d'adaptation



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)


# Points forts

## Tétée facile



La valve exclusive de la tétine s'adapte au rythme de la tétée. Le lait ne coulera qu'au rythme choisi par votre bébé, limitant ainsi les excès, régurgitations, rots et ballonnements, pour plus de confort.

## Diminue significativement l'irritabilité de bébé



Le sommeil et l'alimentation sont vitaux pour le bien-être et la santé de votre bébé. Une étude clinique a été réalisée pour déterminer si la forme du biberon influence le « comportement de bébé ». Cette dernière a montré que les biberons Classic Philips Avent diminuent de façon significative l'irritabilité de bébé de 28 minutes par jour en moyenne par rapport aux bébés nourris avec un biberon concurrent (46 min contre 74 min,  $p=0,05$ ). Ceci est particulièrement vrai durant la nuit.\*\*

## Forme ergonomique



Grâce à sa forme unique, ce biberon est facile à tenir quel qu'en soit le sens, pour un maximum de confort, même pour les petites mains de votre enfant.

## Valve anti-coliques unique



Pendant que votre bébé tète, la valve unique anti-coliques de la tétine fléchit pour laisser l'air pénétrer dans le biberon et non dans le ventre de votre bébé.\*

## Compatibilité sur toute la gamme




Le biberon Classic Philips Avent est compatible avec toute la gamme Philips Avent, à l'exception des biberons Natural. Nous vous conseillons d'utiliser uniquement les biberons Classic avec les tétines Classic.

## Facile à utiliser et à nettoyer



Le large goulot du biberon facilite le remplissage et le nettoyage. Le biberon ne comporte que quelques pièces pour un assemblage simple et rapide.

## Répond aux besoins évolutifs de votre bébé



Le biberon Classic Philips Avent offre différents débits, selon la maturité de votre bébé. Notez que les âges suggérés sont approximatifs

puisque les bébés évoluent à des rythmes différents. Toutes les tétines sont disponibles en packs de deux.

## Bague d'adaptation



Souvenez-vous de toujours utiliser le biberon Classic Philips Avent avec la bague d'adaptation (incluse avec chaque biberon Classic Philips Avent).



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation énergétique et les émissions de CO<sub>2</sub>. Comment ? Grâce à une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

# Caractéristiques

## Design

**Design du biberon:** Forme ergonomique, Col large

## Étapes de développement

**Étapes:** 0-12 mois

## Facile d'utilisation

**Utilisation du biberon:** Facile à nettoyer, Prise en main facile

**Facile d'utilisation:** Compatible avec le lave-vaisselle et le micro-ondes, 5 pièces

## Fonctions

**Tétée:** Tétée facile, Facilite l'acceptation de la tétine

**Tétine:** Système anti-coliques composé de 2 pièces, Fléchit au rythme de la tétée

## Matériau

**Biberon:** Polypropylène

**Tétine:** Silicone souple

## Inclus

**Biberon:** 3 Pièce(s)

## Compatibilité

**Compatible avec:** Tire-lait, pots VIA et tétines Classic

