



Philips Avent
Nappflaska

1 Natural-flaska

260 ml
Dinapp med långsamt flöde
1 m+



SCF693/14

Det naturligaste sättet att mata med nappflaska

Enkel att kombinera med amning

Vår nya flaska gör flaskmatningen mer naturlig för ditt barn och dig. Dinappen har en innovativ bladformad design som ger ett naturligt grepp som påminner om bröstet, vilket gör det lätt för barnet att både ammas och flaskmatas.

Lätt att kombinera amning med matning i nappflaska

- Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen
- Flaskan är BPA-fri*
- Har haft föräldrars förtroende sedan 1984

En bekvämare och mysigare matstund för barnet

- Unika inlägg för en mjuk, flexibel napp som inte kläms ihop

Leder bort luften från ditt barns mage

- Avancerat system som motverkar tecken på kolik med en innovativ dubbelventil

Enkel att hålla och att greppa i alla riktningar

- Ergonomisk form för maximal komfort
- Enkel att använda och rengöra, snabb och lätt att sätta ihop

Funktioner

Naturligt grepp



Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.

Unika och bekväma inlägg



Inlägg inuti nappen gör den mjukare och mer flexibel utan att den kläms ihop. Ditt barn får en mer behaglig och mysig matstund.

Flaskan är BPA-fri*



Philips Avent Natural-flaskan är gjord av BPA-fritt* material (polypropylen).

Avancerad ventil som motverkar tecken på kolik



Modellen har ett innovativt system med dubbla ventiler som motverkar tecken på kolik och obehag genom att luften hamnar i flaskan och inte i barnets mage.

Ergonomisk form

Tack vare dess unika form är den här flaskan lätt och bekväm att hålla och greppa från alla vinklar, även för ett barns små händer.

Enkel att använda och rengöra



En bred flaskhals gör flaskan enkel att fylla på och rengöra. Den består av få delar, vilket gör att den går enkelt och snabbt att sätta ihop.

Har haft föräldrarnas förtroende

Sedan 1984 har Philips Avent utvecklat och tillverkat produkter som är inspirerade av naturen och har tagits fram genom omfattande forskning och kliniska tester.

Specifikationer

Ursprungsland

- Indonesien

Material

- Flaskmata: Polypropylen, BPA-fri*

Vad medföljer?

- Nappflaska: 1 delar

Flaskmata

- Material: BPA-fri*
- Kapacitet: 260 ml

Design

- Flaskans design: Ergonomisk form, Vid hals

Lättanvänt

- Lättanvänt: Lätt att montera, Enkel att rengöra, Lätt att hålla i, Tål maskindisk och mikrovågsugn

Utvecklingsstadier

- Stadier: 0–12 månader

Funktioner

- Grepp: Lätt att kombinera amning med flaskmatning
- Napp: Unika och bekväma inlägg, Avancerat system som motverkar tecken på kolik, Extra mjuk och flexibel dinapp, Naturligt grepp



Publiceringsdatum
2018-11-04

Version: 5.0.1

EAN: 08 71010 37890 00

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011