



Nappflaska

- 1 Natural-flaska
- 260 ml
- Dinapp med långsamt flöde
- 1 m+

SCF693/14

Det naturligaste sättet att mata med nappflaska

Enkel att kombinera med amning

Vår nya flaska gör flaskmatningen mer naturlig för ditt barn och dig. Dinappen har en innovativ bladformad design som ger ett naturligt grepp som påminner om bröstet, vilket gör det lätt för barnet att både ammas och flaskmatas.

Fördelar

[Lätt att kombinera amning med matning i nappflaska](#)

- Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen
- Flaskan är BPA-fri*
- Har haft föräldrars förtroende sedan 1984

[En bekvämare och mysigare matstund för barnet](#)

- Unika inlägg för en mjuk, flexibel napp som inte kläms ihop

[Leder bort luften från ditt barns mage](#)

- Avancerat system som motverkar tecken på kolik med en innovativ dubbelventil

[Enkel att hålla och att greppa i alla riktningar](#)

- Ergonomisk form för maximal komfort
- Enkel att använda och rengöra, snabb och lätt att sätta ihop

PHILIPS

Funktioner

Naturligt grepp



Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.

Ergonomisk form



Tack vare dess unika form är den här flaskan lätt och bekväm att hålla och greppa från alla vinklar, även för ett barns små händer.

Unika och bekväma inlägg



Inlägg inuti nappen gör den mjukare och mer flexibel utan att den kläms ihop. Ditt barn får en mer behaglig och mysig matstund.

Enkel att använda och rengöra



En bred flaskhals gör flaskan enkel att fylla på och rengöra. Den består av få delar, vilket gör att den går enkelt och snabbt att sätta ihop.

Flaskan är BPA-fri*



Philips Avent Natural-flaskan är gjord av BPA-fritt* material (polypropylen).

Har haft mammornas förtroende

Sedan 1984 har Philips Avent utvecklat och tillverkat produkter som är inspirerade av naturen och har tagits fram genom omfattande forskning och kliniska tester.

Avancerad ventil som motverkar tecken på kolik



Modellen har ett innovativt system med dubbla ventiler som motverkar tecken på kolik och obehag genom att luften hamnar i flaskan och inte i barnets mage.

specifikationer

Tänk på att det här är en broschyr före försäljning. Innehållet i den här broschyren är korrekt så vitt vi känner till enligt ovan nämnda datum och land. Innehållet i den här broschyren kan komma att ändras utan föregående meddelande. Philips tar inget ansvar för innehållet i den här broschyren.

Ursprungsland

Indonesien Ja

Material

Flaskmata Polypropylen
BPA-fri*

Vad medföljer?

Nappflaska 1 delar

Flaskmata

Material BPA-fri*
Kapacitet 260 ml

Design

Flaskans design Ergonomisk form
Vid hals

Lättanvänd

Lättanvänd Lätt att montera
Enkel att rengöra
Lätt att hålla i
Tål maskindisk och mikrovågsugn

Utvecklingsstadier

Stadier 0–12 månader

Funktioner

Grepp Lätt att kombinera amning med
flaskmatning

Napp
Unika och bekväma inlägg
Avancerat system som motverkar
tecken på kolik
Extra mjuk och flexibel dinapp
Naturligt grepp

Inre kartong

Antal konsumentför-
packningar 1
GTIN/EAN 28710103789004

Förpackningens mått

Höjd 16,60 cm
Bredd 7,10 cm
Djup 7,10 cm
Nettovikt 0,09 kg
Bruttovikt 0,11 kg
EAN 08710103789000
Antal produkter som
medföljer 1
Ursprungsland ID
Harmoniserad 392410
systemkod

Yttre kartong

Längd 22,40 cm
Bredd 15,10 cm
Höjd 17,40 cm
Bruttovikt 0,77 kg
EAN 18710103789007
Antal konsumentför-
packningar 6

* 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011



data som kan komma att
ändras
2017, Augusti 25
Version: 4.0.1
EAN: 08710103789000

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. eller
respektive ägare.

www.philips.com