

# PHILIPS

## AVENT

Детская бутылочка  
серии Natural

1 бутылочка

260 мл

Соска с медленным потоком

1 мес.+



SCF693/17



## Легко сочетать с грудным вскармливанием Естественный захват соски

Наша новая бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче захватить соску, а его сосательные движения будут такими же, как при кормлении грудью.

### Легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки

- Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди
- Мамы доверяют нам с 1984 года
- Бутылочка не содержит бисфенола-А\*

### Приятное и комфортное кормление для малыша

- Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться
- Совместимость с изделиями линейки Philips Avent
- Доступно несколько размеров

### Направляет воздух в бутылочку, а не в животик малыша

- Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

### Удобно держать в любом положении

- Эргономичная форма для максимального комфорта
- Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка



asimpleswitch.com

## Особенности

### Естественный захват соски



Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

### Уникальные "лепестки"



Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.

### Усовершенствованный антиколиковый клапан



Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.

### Эргономичный дизайн



Благодаря уникальной форме бутылочку комфортно держать в любом положении для максимального комфорта — удобно даже для ручек малыша.

### Мама доверяют нам

Воплощая идеи, подсказанные самой природой, компания Philips Avent с 1984 года разрабатывает и производит продукты, которые проходят тщательные исследования и клинические испытания.

### Простота в использовании и очистке



Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.

### Растет вместе с вашим малышом

Бутылочка Philips Avent серии Natural совместима с изделиями линейки Philips Avent, за исключением бутылочек и ручек для чашек серии Classic. Рекомендуется использовать бутылочки Natural только с сосками серии Natural.

### Различные размеры

Бутылочки Philips Avent серии Natural доступны в 4 размерах: 60 мл, 125 мл, 260 мл и 330 мл. В комплект может входить одна или несколько бутылочек.

### Бутылочка не содержит бисфенола-A\*



Бутылочка Philips Avent серии Natural изготовлена из материала, не содержащего бисфенола-A\* (полипропилен).



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO<sub>2</sub>. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

# Характеристики

## Бутылочка

**Емкость:** 260 мл

**Материал:** Не содержит бисфенол-А\*

## Страна изготовления

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии: Да

## Дизайн

**Дизайн бутылочки:** Эргономичный дизайн, Широкое горлышко

## Этапы взросления

**Возраст:** 0–12 месяцев

## Удобство использования

**Удобство использования:** Легко собирать, Легко чистится, Легко держать, Можно использовать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине

## Функции

**Соска:** Уникальные "лепестки", Новая система против колик, Ультратягкая и гибкая соска, Естественный захват соски

**Захват соски:** Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки

## Материал

**Бутылочка:** Полипропилен, Не содержит бисфенол-А\*

**Соска:** Силиконовая, Не содержит бисфенол-А\*

## В комплект входят:

**Детская бутылочка:** 1 шт.

