

# PHILIPS

## AVENT

### Biberón Natural

2 biberones

260 ml

Tetina de flujo lento

1m+



SCF693/27



## Fácil de combinar con la lactancia materna Sujeción natural

Nuestro nuevo biberón ayuda a alimentar con biberón de forma más natural para su bebé y para usted. La tetina tiene un innovador diseño con pétalos que permite un enganche natural similar al del pecho, con lo que al bebé le resulta fácil combinar la alimentación con el pecho y el biberón.

### Fácil combinación de pecho y biberón

- Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho
- Este biberón no contiene BPA\*
- Cuenta con la confianza de las madres desde 1984

### Una alimentación más cómoda y agradable para el bebé

- Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga
- Disponible en diferentes tamaños
- Compatible con la línea de productos Philips Avent

### Evita el ingreso de aire a la barriguita del bebé

- Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

### Fácil de sujetar y sostener en cualquier dirección

- Forma ergonómica para una máxima comodidad
- Fácil de usar y lavar, de ensamblaje rápido y sencillo



asimpleswitch.com

# Destacados

## Sujeción natural



La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.

## Pétalos que otorgan comodidad única



Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraer la tetina. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.

## Válvula anticólicos avanzada



El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.

## Este biberón no contiene BPA\*



La mamadera Natural de Philips Avent está fabricada con material libre de BPA\* (polipropileno).

## Diferentes tamaños

El biberón Natural de Philips Avent está disponible en 4 tamaños: 60 ml (2 oz), 125 ml (4 oz), 260 ml (9 oz) y 330 ml (11 oz). Las mamaderas están disponibles en paquetes individuales o múltiples.

## Forma ergonómica



Debido a su forma única, el biberón es fácil de sujetar y sostener en cualquier dirección para una comodidad máxima, incluso para las pequeñas manos del bebé.

## Fácil de usar y limpiar



El cuello ancho del biberón permite un llenado y limpieza fáciles. El armado es rápido y sencillo, ya que son pocas piezas.

## Creciendo con su bebé

El biberón Natural de Philips Avent es compatible con la línea de productos Philips Avent, excepto los biberones y mangos para vasos Classic. Le aconsejamos que utilice los biberones Natural solo con tetinas Natural.

## Cuenta con la confianza de las madres

Desde 1984, Philips Avent ha diseñado y fabricado productos que se inspiran en la naturaleza y que han sido desarrollados tras amplias investigaciones y ensayos clínicos.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costos, el consumo energético y las emisiones de CO<sub>2</sub>. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de productos y confiabilidad de la vida útil.

# Especificaciones

## Material

**Botella:** Polipropileno, Sin BPA\*

**Tetina:** Silicona, Sin BPA\*

## Contenido

**Biberón:** 2 piezas

## Botella

**Material:** Sin BPA\*

**Capacidad:** 260 ml

## Diseño

**Diseño del biberón:** Forma ergonómica, Cuello ancho

## Fácil de usar

**Fácil de usar:** Fácil de armar, Fácil de limpiar, Fácil de manejar, Apto para microondas y lavavajillas

## Etapas de desarrollo

**Etapas:** 0 a 12 meses

## Funciones

**Sujeción:** Fácil combinación del pecho y el biberón

**Tetina:** Pétalos que otorgan comodidad única, Avanzado sistema anticólicos, Tetina extrasuave y flexible, Sujeción natural

