

PHILIPS

AVENT

Детская бутылочка
серии Natural

1 бутылочка

330 мл

Соска со средним потоком

3 мес.+



SCF696/17



Легко сочетать с грудным вскармливанием Естественный захват соски

Наша новая бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче захватить соску, а его сосательные движения будут такими же, как при кормлении грудью.

Легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки

- Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди
- Бутылочка не содержит бисфенола-А*
- Мамы доверяют нам с 1984 года

Приятное и комфортное кормление для малыша

- Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться
- Доступно несколько размеров
- Совместимость с изделиями линейки Philips Avent

Направляет воздух в бутылочку, а не в животик малыша

- Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

Удобно держать в любом положении

- Эргономичная форма для максимального комфорта
- Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка



asimpleswitch.com

Особенности

Естественный захват соски



Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

Уникальные "лепестки"



Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.

Усовершенствованный антиколиковый клапан



Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.

Бутылочка не содержит бисфенола-А*



Бутылочка Philips Avent серии Natural изготовлена из материала, не содержащего бисфенола-А* (полипропилен).

Различные размеры

Бутылочки Philips Avent серии Natural доступны в 4 размерах: 60 мл, 125 мл, 260 мл и 330 мл. В комплект может входить одна или несколько бутылочек.

Эргономичный дизайн



Благодаря уникальной форме бутылочку комфортно держать в любом положении для максимального комфорта — удобно даже для ручек малыша.

Простота в использовании и очистке



Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.

Растет вместе с вашим малышом

Бутылочка Philips Avent серии Natural совместима с изделиями линейки Philips Avent, за исключением бутылочек и ручек для чашек серии Classic. Рекомендуется использовать бутылочки Natural только с сосками серии Natural.

Мама доверяют нам

Воплощая идеи, подсказанные самой природой, компания Philips Avent с 1984 года разрабатывает и производит продукты, которые проходят тщательные исследования и клинические испытания.



asimpleswitch.com

Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO₂. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

Характеристики

Страна изготовления

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии: Да

Материал

Бутылочка: Полипропилен, Не содержит бисфенол-А*

Соска: Силиконовая, Не содержит бисфенол-А*

В комплект входят:

Детская бутылочка: 1 шт.

Бутылочка

Материал: Не содержит бисфенол-А*

Емкость: 330 мл

Дизайн

Дизайн бутылочки: Эргономичный дизайн, Широкое горлышко

Удобство использования

Удобство использования: Легко собирать, Легко чистится, Легко держать, Можно использовать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине

Этапы взросления

Возраст: 0–12 месяцев

Функции

Захват соски: Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки

Соска: Уникальные "лепестки", Новая система против колик, Ультратягкая и гибкая соска, Естественный захват соски

