

PHILIPS

AVENT

Oppbevaringskopp
for mat

Sett



SCF721/20



Perfekt oppbevaring av mat når du er hjemme eller på farten

Med lekkasjesikkert lokk

Philips Avent-koppene for oppbevaring av mat SCF720/10 er allsidige, enkle å bruke og utformet for å kunne vokse i takt med barnet ditt. Koppene passer perfekt til oppbevaring av mat når du er hjemme eller på farten.

Lekkasjesikkert lokk

- For sikker oppbevaring og transport

Skriv på kopper og lokk

- For enkel oversikt over datoer og innhold

Kopper og lokk kan stables

- For enkel oversikt over datoer og innhold
- Et velorganisert kjøle- og fryseskap

Maksimal anvendelighet

- Til bruk i kjøleskapet og fryseren
- Enkel å bruke og rengjøre
- Avvenningsskje følger med
- Dette produktet er BPA-fritt

Høydepunkter

Lekkasjesikkert lokk



Philips Avent-oppbevaringskopper har et lokk som skaper en sikker forsegling for sikker oppbevaring og transport.

Skriv på kopper og lokk



For enkel oversikt over datoer og innhold.

For enkel oppbevaring



For enkel oppbevaring.

Kopper og lokk kan stables



For et velorganisert kjøle- og fryseskap.

Til bruk i kjøleskapet og fryseren



For maksimal fleksibilitet.

Enkel å bruke og rengjøre



Kan brukes sikkert i flaskevarmer, mikrobølgeovn, oppvaskmaskin, og sterilisator.

Avvenningskje følger med



Hjemmelagde avvenningsmåltider til babyen.

Uten BPA

Dette produktet er BPA-fritt

Spesifikasjoner

Opprinnelsesland

Designet i: UK

Produsert i: UK

Følgende er inkludert:

Oppbevaringskopper, 180 ml / 6 oz: 10 (gjenbrukbare) deler

Oppbevaringskopper, 240ml / 9oz: 10 (gjenbrukbare) deler

Lokk: 20 deler

Avvenningsskje: 1 deler

Utviklingstrinn

Trinn: 6 måneder +

