

PHILIPS

AVENT

Recipient de stocare
hrană

Set



SCF721/20



Păstrarea ideală a alimentelor acasă și în deplasare

Cu capac etanș

Recipient pentru stocarea alimentelor Philips Avent SCF720/10 sunt versatile, ușor de utilizat și concepute să crească odată cu bebelușul tău. Acestea sunt ideale pentru păstrarea alimentelor atât acasă, cât și în deplasare.

Capac etanș

- Pentru păstrare și transport sigure

Recipiente și capace inscripționabile

- Pentru urmărirea facilă a datelor și a conținutului

Recipiente și capace care fi așezate una peste cealaltă

- Pentru urmărirea facilă a datelor și a conținutului
- Frigider și congelator organizate

Confort maxim

- Pentru utilizare în frigider și congelator
- Ușor de utilizat și curățat
- Include linguriță pentru înțărcat
- Acest produs nu conține BPA

Repere

Capac etanș



Recipientele pentru păstrarea laptelui de la Philips Avent dispun de un capac care creează o etanșare perfectă, pentru păstrare și transport sigure.

Recipiente și capace inscripționabile



Pentru urmărirea facilă a datelor și a conținutului.

Pentru depozitare ușoară



Pentru depozitare ușoară.

Recipiente și capace care fi așezate una peste cealaltă



Pentru frigider și congelator organizate.

Pentru utilizare în frigider și congelator



Pentru flexibilitate maximă.

Ușor de utilizat și curățat



Poate fi utilizat în siguranță în încălzitorul pentru biberon, cuptorul cu microunde, spălătorul de vase și sterilizator.

Include linguriță pentru înțărcat



Pentru a trece bebelușul la hrană preparată în casă.

Fără BPA

Acest produs nu conține BPA

Specificații

Țara de origine

Proiectat în: Marea Britanie

Fabricat în: Marea Britanie

Include

Recipiente de depozitare 180 ml/6 oz: 10
(reutilizabile) buc.

Recipiente de depozitare 240 ml/8 oz: 10

(reutilizabile) buc.

Capace: 20 buc.

Linguriță pentru încărcat: 1 buc.

Etape de dezvoltare

Etape: Peste 6 luni

