



Recipient de stocare hrană

• Set

SCF721/20

Păstrarea ideală a alimentelor acasă și în deplasare

Cu capac etanș

Recipient pentru stocarea alimentelor Philips Avent SCF720/10 sunt versatile, ușor de utilizat și concepute să crească odată cu bebelușul tău. Acestea sunt ideale pentru păstrarea alimentelor atât acasă, cât și în deplasare.

Beneficii

Capac etanș

- Pentru păstrare și transport sigure

Recipiente și capace inscripționabile

- Pentru urmărirea facilă a datelor și a conținutului

Recipiente și capace care fi așezate una peste cealaltă

- Pentru urmărirea facilă a datelor și a conținutului
- Frigider și congelator organizate

Confort maxim

- Pentru utilizare în frigider și congelator
- Ușor de utilizat și curățat
- Include linguriță pentru înțărcat
- Acest produs nu conține BPA

PHILIPS

Caracteristici

Capac etanș



Recipientele pentru păstrarea laptelui de la Philips Avent dispun de un capac care creează o etanșare perfectă, pentru păstrare și transport sigure.

Recipiente și capace inscripționabile



Pentru urmărirea facilă a datelor și a conținutului.

Pentru depozitare ușoară



Pentru depozitare ușoară.

Recipiente și capace care fi așezate una peste cealaltă



Pentru frigider și congelator organizate.

Pentru utilizare în frigider și congelator



Pentru flexibilitate maximă.

Ușor de utilizat și curățat



Poate fi utilizat în siguranță în încălzitorul pentru biberon, cuptorul cu microunde, spălătorul de vase și sterilizatorul.

Include linguriță pentru înțărcat



Pentru a trece bebelușul la hrană preparată în casă.

Fără BPA

Specificații

Rețineți că aceasta este o broșură pentru servicii de pre-vânzare. Conținutul acestei broșuri reflectă datele pe care le deținem la data și în țara menționate mai sus. Conținutul acestei broșuri este supus modificării fără notificare. Philips nu acceptă nicio răspundere referitoare la conținutul acestei broșuri.

Țara de origine

Proiectat în Marea Britanie
Fabricat în Marea Britanie

Include

Recipiente de depozitare 180 ml/6 oz 10 (reutilizabile) buc.
Recipiente de depozitare 240 ml/8 oz 10 (reutilizabile) buc.
Capace 20 buc.
Linguriță pentru înțărcat 1 buc.

Etape de dezvoltare

Etape Peste 6 luni

Dimensiunile ambalajului

Înălțime 20,60 cm

Lățime 23,80 cm
Adâncime 8,00 cm
Greutate netă 0,58 kg
Greutate brută 0,63 kg
EAN 08710103671800
Număr de produse incluse 1
Țara de origine GB
Cod sisteme armonizate 392410

Cutie exterioară

Lungime 33,40 cm
Lățime 24,80 cm
Înălțime 21,80 cm
Greutate brută 2,73 kg
EAN 18710103671807
Număr de ambalaje 4



Informație ce poate fi
modificată
2019, Septembrie 27
Version: 10.0.1
EAN: 08710103671800

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips N.V.

www.philips.com