

PHILIPS

AVENT

Vasos térmicos con
sorbete

260 ml

Sorbete para bebés desde 12
meses

SCF766/00



Mantiene las bebidas a la temperatura adecuada por más tiempo Sistema hermético, facilita la independencia del niño

El vaso térmico con sorbete SCF766/00 de Avent mantiene la bebida más caliente o fría durante más tiempo, para que el niño pueda disfrutar mejor de su bebida. Es hermético y facilita un uso independiente para el niño gracias a su exclusivo cierre de rosca.

Mantiene las bebidas frescas por más tiempo

- Mantiene las bebidas a la temperatura adecuada por más tiempo

Sistema hermético

- Sorbete blando con válvula antiderrames integrada

Fácil de succionar

- Fácil de usar: el líquido fluye fácilmente cuando el niño bebe

Fácil de limpiar

- El vaso tiene pocas piezas para facilitar la limpieza y el armado
- Todas las piezas son aptas para el lavavajillas para más comodidad

Sin BPA

- Este vaso está fabricado con material sin BPA

Destacados

Bebidas a la temperatura adecuada.

Mantiene las bebidas a la temperatura adecuada por más tiempo

Sorbete blando

Sorbete blando con válvula antiderrames integrada

Fácil de usar

Fácil de usar: el líquido fluye fácilmente cuando el niño bebe

Fácil limpieza

El vaso tiene pocas piezas para facilitar la limpieza y el armado

Vaso apto para el lavavajillas



Todas las piezas son aptas para el lavavajillas para más comodidad

Especificaciones

País de origen

Indonesia: Y

Contenido

Sorbete de silicona: 1 piezas

Tapa giratoria para el sorbete: 1 piezas

Vaso (260 ml / 9 oz): 1 piezas

Etapas de desarrollo

Etapas: 12 meses +

Dimensiones y peso del producto

Profundidad: 80 mm

Alto: 260 mm

Longitud: 100 mm

Peso: 180 g

