

PHILIPS

AVENT

Термочашки с
трубочкой

260 мл

12 мес+ с трубочкой

SCF766/00



Дольше поддерживает оптимальную температуру напитка

Герметичная, для самостоятельного использования

Термочашка с трубочкой Avent SCF766/00 поддерживает нужную температуру напитка для вашего малыша. Герметичная чашка с завинчивающейся крышкой предназначена для обучения самостоятельному питанию.

Дольше сохраняет свежесть напитка

- Дольше поддерживает оптимальную температуру напитка

Герметична

- Гибкая трубочка со встроенным герметичным клапаном

Удобно пить

- Простота в использовании: ребенок может пить, не прикладывая больших усилий

Легко чистится

- Небольшое количество деталей упрощает чистку и сборку
- Все детали можно мыть в посудомоечной машине

Не содержит бисфенол-А

- Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

Особенности

Поддерживает оптимальную температуру

Дольше поддерживает оптимальную температуру напитка

Гибкая трубочка

Гибкая трубочка со встроенным герметичным клапаном

Простота в обращении

Простота в использовании: ребенок может пить, не прикладывая больших усилий

Простота очистки

Небольшое количество деталей упрощает чистку и сборку

Чашку можно мыть в посудомоечной машине



Все детали можно мыть в посудомоечной машине

Характеристики

Страна изготовления

Китай: Да

В комплект входят:

Силиконовая трубочка: 1 шт.

Завинчивающаяся крышка с трубочкой: 1 шт.

Чашка (260 мл / 9 унций): 1 шт.

Этапы взросления

Возраст: 12 мес. +

Размеры и вес изделия

Глубина: 80 миллиметра

высота: 260 миллиметра

Длина: 100 миллиметра

Вес: 180 г

