

# PHILIPS

## AVENT

### Biberón anticólicos

1 biberón

125 ml

Tetina de flujo para recién nacidos

0m+



SCF810/00



## Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares\*

### Diseñado para una alimentación ininterrumpida

Nuestro biberón anticólicos se ha diseñado para evitar que el aire entre en la barriguita del bebé, a fin de disminuir los cólicos, las molestias y las interrupciones durante la alimentación. Gracias a su válvula anticólicos integrada, el aire no entra en la barriguita del bebé.

#### Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares\*

- Válvula anticólicos demostrada que reduce los cólicos\*
- 60 % menos malestar durante la noche\*
- La textura acanalada evita la contracción para permitir una alimentación ininterrumpida
- Diseño con forma de tetina para una sujeción segura

#### Fácil de usar, limpiar y armar

- Fácil de limpiar y armar con menos piezas
- Fácil de manejar
- Biberón de cuello ancho con borde redondeado para facilitar la limpieza
- Diseño antigoteo

#### Otros beneficios

- Rango compatible desde la lactancia materna hasta el uso del vaso
- Este biberón no contiene BPA
- Tetinas con diferentes niveles de flujo disponibles


# Destacados

## Menos cólicos



Nuestra válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire lejos de la barriguita de su bebé para reducir los cólicos y el malestar. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para permitir que ingrese el aire en el biberón y llevarlo a su parte posterior para evitar la formación de vacío. Además, mantiene el aire en el biberón y lejos de la barriguita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y el malestar.

## Menos irritabilidad



El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60% menos de malestar por la noche, en comparación con aquellos alimentados con un biberón anticólicos de la competencia\*.

## Alimentación ininterrumpida



La forma de la tetina permite una sujeción segura y la textura acanalada ayuda a prevenir la contracción de la tetina para entregar una alimentación cómoda e ininterrumpida.

## Sujeción segura

Diseño con forma de tetina para una sujeción segura

## Fácil de armar



Nuestro biberón anticólicos tiene pocas piezas para armarlo de forma rápida y sencilla.

## Fácil de manejar



La exclusiva forma del biberón permite que sea fácil de sujetar y sostener en cualquier dirección.

## Fácil de limpiar



Con su cuello ancho y esquinas redondeadas, nuestro biberón es fácil limpiar, de forma rápida y en profundidad. Esto permite garantizar una alimentación más higiénica.

## Diseño antigoteo

Diseñamos nuestro biberón anticólicos para evitar las filtraciones durante la alimentación y así disfrutar de una experiencia realmente agradable.

## Crece junto con su bebé

Mezcle y combine nuestro extractor de leche, biberón y partes del vaso, y cree su producto ideal cuando lo necesite.

## Sin BPA



El biberón anticólicos Philips Avent está fabricado con materiales sin BPA (PP).

## Se adapta a las necesidades de crecimiento de su bebé



La gama de biberones anticólicos Philips Avent ofrece tetinas con distintos niveles de flujo para seguir el ritmo de crecimiento de su bebé. Recuerde que las indicaciones de edad son aproximadas, puesto que los bebés crecen a ritmos diferentes. Todas las tetinas están disponibles en paquetes de dos unidades: flujo para recién nacido, lento, medio, rápido y variable, y espeso.

# Especificaciones

## Material

**Botella:** Sin BPA, Polipropileno

**Tetina:** Sin BPA, Silicona

## Contenido

**Biberón:** 1 piezas

## Botella

**Capacidad:** 125 ml

## Diseño

**Diseño del biberón:** Forma ergonómica, Cuello ancho

## Fácil de usar

**Uso del biberón:** Apto para microondas y lavavajillas, Fácil de armar, Fácil de limpiar, Fácil de manejar

## Etapas de desarrollo

**Etapas:** 0 a 12 meses

## Funciones

**Válvula anticólicos:** diseñada para reducir la ingesta de aire

**Tetina:** Enganche fácil, textura estriada que evita la contracción de la tetina, sistema anticólicos demostrado

**Fácil de usar:** fácil de limpiar y armar, diseño antigoteo, 4 piezas para un montaje fácil



\* No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE

\* Los bebés de dos semanas alimentados con biberones Philips Avent demostraron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con biberones de otras marcas.

\* Está comprobado que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga; además, los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.

\* ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.