

PHILIPS

AVENT

Biberon Anti-colic

2 biberons

260 ml

Tétine à débit lent

1 mois et +



SCF813/27



Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l'inconfort*

Conçu pour une tétée ininterrompue

Notre biberon Anti-colic est conçu pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, afin de réduire le risque de coliques et d'inconfort et de minimiser les interruptions de tétée. Grâce à sa valve anti-coliques intégrée, l'air ne s'introduit pas dans l'estomac de bébé.

Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l'inconfort*

- Cliniquement prouvé : la valve anti-coliques atténue le risque de coliques*
- 60 % d'irritabilité en moins la nuit*
- Sa texture rainurée évite l'écrasement de la tétine, pour une tétée ininterrompue
- Forme de tétine conçue pour favoriser une bonne succion

Facile à utiliser, à nettoyer et à assembler

- Facile à nettoyer et à assembler grâce au nombre réduit de pièces
- Prise en main facile
- Biberon à large goulot et coins arrondis pour faciliter le nettoyage
- Conception anti-fuites

Autres avantages

- Gamme de produits compatibles, du tire-lait à la tasse.
- Ce biberon contient 0 % de BPA
- Différents débits de tétine disponibles


Points forts

Atténue le risque de coliques



Notre valve anti-colic est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, afin de réduire le risque de coliques et d'inconfort. Lorsque votre bébé tète, la valve intégrée à la tétine fléchit pour que l'air pénètre jusqu'au fond du biberon afin d'éviter les vides d'air. Ainsi, l'air reste dans le biberon au lieu d'être ingéré par le bébé, ce qui atténue le risque de coliques et d'inconfort.

Diminue l'irritabilité de bébé



Le biberon Philips Avent Anti-colic diminue l'irritabilité. Les bébés nourris au biberon Philips Avent Anti-colic voient leur irritabilité réduite de 60 % la nuit, par rapport aux bébés nourris avec un biberon anti-colic concurrent.*

Tétée ininterrompue



La tétine bénéficie d'une forme favorisant une bonne succion et sa texture rainurée évite qu'elle ne s'écrase, pour une tétée confortable et ininterrompue.

Une bonne succion

Forme de tétine conçue pour favoriser une bonne succion

Facile à assembler



Notre biberon Anti-colic compte peu de pièces, pour un assemblage simple et rapide.

Prise en main facile



La forme unique du biberon le rend facile à tenir quel que soit le sens.

Facile à nettoyer



Grâce à son large goulot et à son nombre réduit de pièces, notre biberon est plus facile à assembler et à nettoyer rapidement et soigneusement.

Conception anti-fuites

Notre biberon Anti-colic est conçu pour éviter les fuites, pour une tétée paisible.

Grandit avec votre bébé

Mélangez et utilisez selon vos besoins les pièces de tire-lait, biberons et tasses pour créer votre produit idéal !

0 % BPA



Ce biberon Philips Avent Anti-colic est fabriqué avec des matériaux 0 % BPA (PP).

Pour répondre aux besoins, à chaque âge, de votre bébé



La gamme de biberons Anti-colic Philips Avent offre différents débits de tétine, selon la maturité de votre bébé. Notez que les âges suggérés sont approximatifs puisque les bébés évoluent à des rythmes différents. Toutes les tétines sont disponibles par lots de deux avec les débits suivants : nouveau-né, lent, moyen, rapide, variable et liquides épais.

Caractéristiques

Matériau

Biberon: 0 % BPA, Polypropylène

Tétine: 0 % BPA, Silicone

Inclus

Biberon: 2 Pièce(s)

Biberon

Capacité: 260 ml

Design

Design du biberon: Forme ergonomique, Col large

Facile d'utilisation

Utilisation du biberon: Compatible avec le lave-vaisselle et le micro-ondes, Facile à assembler, Facile à nettoyer, Prise en main facile

Étapes de développement

Étape: 0-12 mois

Fonctions

Valve anti-coliques: Conçue pour réduire l'ingestion d'air

Tétine: Succion facilitée, texture rainurée évitant l'écrasement de la tétine, système anti-coliques prouvé

Facile d'utilisation: Facile à nettoyer et à assembler, conception anti-fuites, 4 pièces pour un assemblage simple



* 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011

* À l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent souffraient moins de coliques et d'irritabilité nocturne que ceux nourris avec un biberon concurrent.

* Il a été prouvé que la conception de la tétine évitait son écrasement, et par conséquent l'ingestion d'air et les interruptions de tétée qui lui sont associées.

* Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Elles créent une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit notamment par des pleurs et de l'agitation.