



Antikoliková dětská láhev

- 1 lahev
- 260 ml
- Dudlík s pomalým průtokem
- 1m+

SCF821/12

## Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami\*

Navrženo pro kmení bez přerušení

Naše antikoliková láhev je navržena tak, aby bránila proniknutí vzduchu do břicha dítěte, čímž snižuje riziko koliky a zmírňuje nepohodlí a současně minimalizuje přerušování kmení. Díky integrovanému antikolikovému ventilu proudí vzduch dále od břicha dítěte.

### Výhody

#### Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami\*

- Antikolikový ventil prokazatelně snižuje riziko koliky\*
- O 60 % méně podrážděného chování v noci\*
- Žebrovaná textura zabraňuje stlačení dudlíku pro kmení bez přerušení
- Tvar dudlíku navržen pro bezpečné uzavření

#### Snadné používání, čištění a sestavování

- Snadné čištění a sestavení díky malému množství částí
- Snadné uchopení

- Široké hrdlo lahve se zaobleným rohem pro snadné čištění
- Konstrukce bez netěsností

#### Další výhody

- Kompatibilní sortiment od kojení po hrneček
- Tato lahev neobsahuje BPA
- K dispozici jsou dudlíky s různými průtoky

**PHILIPS**


## Vlastnosti

### Méně koliky



Náš antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil do lahve a nikoli do břicha dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí. Během krmení se v dudlíku ohýbá ventil, který umožňuje proudění vzduchu do zadní části lahve a zabraňuje vzniku podtlaku. Tím udržuje vzduch v lahvi mimo břicho dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí.

### Méně podrážděného chování



Antikolická láhev Philips Avent snižuje podrážděné chování. U dětí krmených pomocí antikolické lahve Philips Avent bylo pozorováno o 60 % méně podrážděného chování v noci než u dětí krmených konkurenční antikolikovou lahví.\*

### Krmení bez přerušení



Tvar dudlíku umožňuje bezpečné uzavření lahve a textura zabraňuje stlačení dudlíku pro pohodlné krmení bez přerušení.

### Bezpečná západka

### Snadné sestavení



Antikolická lahev má jen několik částí a lze ji tak snadno a rychle sestavit.

### Snadné uchopení



Jedinečný tvar lahve umožňuje snadné držení a uchopení v jakémkoli směru.

### Snadné čištění



Díky širokému hrdlu a zaobleným rohům se tato lahev čistí snadno a rychle. Snadné čištění napomáhá zlepšit hygienu krmení.

### Konstrukce bez netěsností

Antikolická lahev je navržena tak, aby během krmení zabránila protékání a poskytovala tak více pohodlí.

### Roste s vaším dítětem



Kombinujte části našich odsávaček mateřského mléka, lahví a hrnečků a vytvořte si tak výrobek přizpůsobený vašim potřebám!

### Bez BPA



Antikolická lahev Philips Avent je vyrobena bez použití BPA (PP).

### Vyhovují potřebám vašeho rostoucího dítěte



Řada antikolikových lahví Philips Avent nabízí dudlíky s různými průtoky, které drží krok s růstem vašeho dítěte. Pamatujte na to, že věkové určení je pouze orientační, protože děti se vyvíjejí různým tempem. Všechny dudlíky jsou k dispozici v balení po dvou kusech: novorozenecký, pomalý, střední, rychlý, variabilní a pro hustší stravu.

## Specifikace

Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

### Materiál

Lahev	Bez BPA Polypropylen	Dudlík	Snadné nasazení, žebrovaná textura zabraňuje stlačení dudlíku, klinicky ověřený antikolikový systém
Dudlík	Bez BPA Silikon	Snadné použití	snadné čištění a sestavování konstrukce bez netěsností 4 části pro snadné sestavení

### Co je součástí

Dětská láhev	1 ks
--------------	------

### Lahev

Kapacita	260 ml
----------	--------

### Design

Tvar lahve	Ergonomický tvar Široké hrdlo
------------	----------------------------------

### Snadné použití

Použití láhve	Lze mýt v myčce a používat v mikrovlnné troubě Snadné sestavení Snadné čištění Snadné uchopení
---------------	---

### Stupně vývoje

Stupně	0–12 měsíců
--------	-------------

### Funkce

Antikolikový ventil	navržen k redukci polykání vzduchu
---------------------	------------------------------------

### Rozměry balení

Výška	16,00 cm
Šířka	7,00 cm
Hloubka	7,00 cm
Čistá hmotnost	0,07 kg
Hrubá hmotnost	0,09 kg
EAN	08710103868811
Počet zahrnutých výrobků	1
Země původu	ID
Kód harmonizovaných systémů	392410

### Vnější obal

Délka	29,50 cm
Šířka	22,20 cm
Výška	18,70 cm
Hrubá hmotnost	1,20 kg
EAN	18710103868818
Počet spotřebitelských balení	12

\* 0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011

\* Ve věku 2 týdnů bylo u dětí krmených z lahve Philips Avent prokázáno méně kolik a výrazně méně neklidného chování v noci oproti dětem krmeným konkurenční lahví.

\* Konstrukce dudlíku prokazatelně brání stlačení dudlíku, tím zároveň předchází polykání vzduchu a přerušování krmení.

\* Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.



Změna údajů vyhrazena  
2019, Červen 29

Version: 3.0.1  
EAN: 08710103868811

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

[www.philips.com](http://www.philips.com)