



Antikoliková dětská láhev

- 1 lahev
- 260 ml
- Dudlík s pomalým průtokem
- 1m+

SCF821/13

Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*

Navrženo pro krmení bez přerušování

Naše antikoliková láhev je navržena tak, aby bránila proniknutí vzduchu do břicha dítěte, čímž snižuje riziko koliky a zmírňuje nepohodlí a současně minimalizuje přerušování krmení. Díky integrovanému antikolikovému ventilu proudí vzduch dále od břicha dítěte.

Výhody

Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*

- Antikolikový ventil prokazatelně snižuje riziko koliky*
- O 60 % méně podrážděného chování v noci*
- Žebrovaná textura zabraňuje stlačení dudlíku pro krmení bez přerušování
- Tvar dudlíku navržen pro bezpečné uzavření

Snadné používání, čištění a sestavování

- Snadné čištění a sestavení díky malému množství částí
- Snadné uchopení

- Široké hrdlo lahve se zaobleným rohem pro snadné čištění
- Konstrukce bez netěsností

Další výhody

- Kompatibilní sortiment od kojení po hrneček
- Tato lahev neobsahuje BPA
- K dispozici jsou dudlíky s různými průtoky

PHILIPS


Vlastnosti

Méně koliky



Náš antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil do lahve a nikoli do břicha dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí. Během krmení se v dudlíku ohýbá ventil, který umožňuje proudění vzduchu do zadní části lahve a zabraňuje vzniku podtlaku. Tím udržuje vzduch v lahvi mimo břicho dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí.

Méně podrážděného chování



Antikolická lahev Philips Avent snižuje podrážděné chování. U dětí krmených pomocí antikolické lahve Philips Avent bylo pozorováno o 60 % méně podrážděného chování v noci než u dětí krmených konkurenční antikolikovou lahví.*

Krmení bez přerušení



Tvar dudlíku umožňuje bezpečné uzavření lahve a textura zabraňuje stlačení dudlíku pro pohodlné krmení bez přerušení.

Bezpečná západka

Snadné sestavení



Antikolická lahev má jen několik částí a lze ji tak snadno a rychle sestavit.

Snadné uchopení



Jedinečný tvar lahve umožňuje snadné držení a uchopení v jakémkoli směru.

Snadné čištění



Díky širokému hrdlu a zaobleným rohům se tato lahev čistí snadno a rychle. Snadné čištění napomáhá zlepšit hygienu krmení.

Konstrukce bez netěsností

Antikolická lahev je navržena tak, aby během krmení zabránila protékání a poskytovala tak více pohodlí.

Roste s vaším dítětem



Kombinujte části našich odsávaček mateřského mléka, lahví a hrnečků a vytvořte si tak výrobek přizpůsobený vašim potřebám!

Bez BPA



Antikolická lahev Philips Avent je vyrobena bez použití BPA (PP).

Vyhovují potřebám vašeho rostoucího dítěte



Řada antikolikových lahví Philips Avent nabízí dudlíky s různými průtoky, které drží krok s růstem vašeho dítěte. Pamatujte na to, že věkové určení je pouze orientační, protože děti se vyvíjejí různým tempem. Všechny dudlíky jsou k dispozici v balení po dvou kusech: novorozenecký, pomalý, střední, rychlý, variabilní a pro hustší stravu.

Specifikace

Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

Materiál

Lahev	Bez BPA Polypropylen
Dudlík	Bez BPA Silikon

Dudlík	Snadné nasazení, žebrovaná textura zabraňuje stlačení dudlíku, klinicky ověřený antikolikový systém
Snadné použití	snadné čištění a sestavování konstrukce bez netěsností 4 části pro snadné sestavení

Co je součástí

Dětská láhev	1 ks
--------------	------

Lahev

Kapacita	260 ml
----------	--------

Design

Tvar lahve	Ergonomický tvar Široké hrdlo
------------	----------------------------------

Snadné použití

Použití láhve	Lze mýt v myčce a používat v mikrovlnné troubě Snadné sestavení Snadné čištění Snadné uchopení
---------------	---

Stupně vývoje

Stupně	0–12 měsíců
--------	-------------

Funkce

Antikolikový ventil	navržen k redukci polykání vzduchu
---------------------	------------------------------------

Rozměry balení

Výška	16,00 cm
Šířka	7,00 cm
Hloubka	7,00 cm
Čistá hmotnost	0,07 kg
Hrubá hmotnost	0,09 kg
EAN	08710103868842
Počet zahrnutých výrobků	1
Země původu	ID
Kód harmonizovaných systémů	392410

Vnější obal

Délka	29,50 cm
Šířka	22,20 cm
Výška	18,70 cm
Hrubá hmotnost	1,20 kg
EAN	18710103868849
Počet spotřebitelských balení	12

* 0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011

* Ve věku 2 týdnů bylo u dětí krmených z lahve Philips Avent prokázáno méně kolik a výrazně méně neklidného chování v noci oproti dětem krmeným konkurenční lahví.

* Konstrukce dudlíku prokazatelně brání stlačení dudlíku, tím zároveň předchází polykání vzduchu a přerušování krmení.

* Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.



Změna údajů vyhrazena
2019, Červen 29

Version: 3.0.1
EAN: 08710103868842

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com