

PHILIPS

Máquina para hacer comida para bebés 2 en 1

Saludable cocción al vapor

Cocine al vapor y licúe en 1 recipiente

Consejos de alimentación y recetas



SCF870/20



Comidas para bebé nutritivas y fáciles de preparar

Prepare fácilmente comidas para bebé caseras y nutritivas con la máquina para hacer comida saludable para bebé 2 en 1 de Philips Avent. Primero, cocine al vapor fruta, verduras, pescado o carne, y, luego, levante la jarra y colóquela al revés para mezclar los ingredientes, sin necesidad de pasar la comida a otro recipiente.

Saludable cocción al vapor

- Forma exclusiva de cocinar al vapor para hacer comidas saludables

Comidas más sencillas que nunca

- Desde cocinar al vapor hasta licuar, todo en un práctico recipiente
- Llenado de agua sencillo, configuración intuitiva y pocas piezas para limpiar
- Volumen reducido para ocupar el mínimo espacio en la cocina
- Pitido de notificación de alerta

Prepare la comida de todas las etapas del bebé

- Desde puré hasta alimentos sólidos para cada etapa del desarrollo

Orientación profesional y recetas seleccionadas

- 12 recetas para cada etapa en la retirada del biberón
- Descubra recetas saludables, divertidos videos y consejos y trucos

Destacados

Exclusiva tecnología de vapor



La cocción al vapor es una manera sana de cocinar. Nuestra exclusiva tecnología permite que el vapor circule hacia arriba desde la parte inferior, lo que garantiza que todos los ingredientes se cocinen de forma uniforme sin hervir. Los beneficios, la textura y los líquidos de los alimentos se retienen y se licúan.

Cocine al vapor y licúe



Encontrará todo lo que necesita para preparar comida nutritiva para bebé en un solo recipiente. Una vez que los ingredientes se hayan cocinado al vapor, solo tiene que levantar el recipiente, darle la vuelta y fijarlo en su sitio, de forma que pueda licuar y conseguir la consistencia deseada.

Comidas para cada etapa del desarrollo



Desde frutas y verduras sin grumos hasta preparados como carne, pescado y legumbres o texturas con trozos de mayor tamaño. Nuestra máquina para hacer comida para bebés 2 en 1 le ayuda a preparar comidas variadas para cada fase del proceso de retirada de la mamadera e introducción a los alimentos sólidos.

Recetas sabrosas y nutritivas



Recipe booklet
Nourish meals made easy

En colaboración con nuestro nutricionista pediátrico y psicólogo infantil, hemos creado 12 recetas adecuadas para cada edad y consejos de alimentación para ayudarle a proporcionar un estilo de vida saludable desde el principio, y establecer hábitos alimenticios apropiados y duraderos.

Descargar y obtener más información

Descargue la aplicación para recibir consejos sobre alimentación para su bebé. Encuentre recetas nutritivas y fáciles que sirven para cada etapa de crecimiento del bebé. Lea guías de cocina paso a paso, vea videos divertidos e


informativos, y descubra varios consejos y trucos útiles para que el proceso de retirada de la mamadera sea lo más tranquilo posible.

Fácil de usar



Nuestra máquina para hacer comida para bebés 2 en 1 se ha diseñado teniendo en cuenta la facilidad de uso y la practicidad. La configuración es intuitiva, es fácil de llenar con agua e incluye pocas piezas, lo que facilita la limpieza y el almacenamiento.

Diseño compacto



Esta máquina para hacer comida para bebés ocupa muy poco espacio en la cocina, en la encimera o cuando se guarda en un mueble de cocina.

Emite un pitido cuando está listo

Sin necesidad de esperar ni vigilar. Un pitido característico le indica cuándo está perfectamente cocinada la comida. Todo lo que debe hacer es darle la vuelta al recipiente, licuar y servir, o guardar para usar más adelante.

Especificaciones

País de origen

Turquía: Y

Contenido

Vaporera / Licuadora: 1

Espátula: 1

Vaso medidor: 1

Libro de recetas: 1

Especificaciones técnicas

Frecuencia: 50 - 60 Hz

Energía: 400 W

Voltaje: 220-240 V

Clasificación de seguridad: Clase 1

Seguridad: Sistema de bloqueo de seguridad para detectar la tapa y el recipiente

Capacidad: 800 (sólidos) / 450 (líquidos) ml

Velocidad: 1

Capacidad del depósito de agua: 200 ml

Longitud del cable: 70 cm

Color/acabado: Blanco / Verde

Peso y dimensiones

Dimensiones de la caja F: 193 ancho x 243 ancho x 344 alto mm

Cantidad de cajas F en la caja A: 2

Dimensiones del producto: 16,50 (base redonda) x 30,8 (alto) cm

Peso del producto: 2 kg

Etapas de desarrollo

Etapas: Más de 6 meses, 1 año o más, 6 a 12 meses

