

PHILIPS

AVENT

宝宝辅食储存盒

2 个可重复使用的储存盒
与健康婴儿辅食机配套使用

SCF876



便于存储新鲜食物

专为飞利浦新安怡 4 合 1 健康婴儿辅食机而设计。对婴儿营养餐轻松定量、存储、解冻或再加热。

与健康婴儿辅食机配套使用

- 对您储存的食品，轻松解冻或加热。

易于使用

- 为您茁壮成长的学步期宝宝存储合适份量的辅食
- 密封盖有助于保存食品的口味和新鲜度
- 专为冰箱和冷柜储存而设计
- 采用叠放设计，可节省存储空间
- 可用于微波炉和洗碗机

产品亮点

与健康婴儿辅食机配套使用



专为飞利浦新安怡 4 合 1 健康婴儿辅食机而设计。对您储存的食品，轻松解冻或加热。

合适的分量



为您茁壮成长的学步期宝宝存储正确分量的食品。

防漏



密封盖有助于保存食品的风味和新鲜度。

适合冷冻




专为冰箱和冷柜储存而设计。

可叠放，便于存储



采用叠放设计，可节省存储空间。

可放心地在微波炉和洗碗机中使用



可用于微波炉和洗碗机。

规格

包装内物品

储存盒数量: 1 个 120 毫升, 1 个 240 毫升

原产地

中国

发育阶段

阶段: 1 岁以上, 6 至 12 个月, 6 个月以上

尺寸

尺寸 (宽x高x厚): 宽: 119 毫米 x 高: 103 毫米 x 直径: 119 毫米

材料

聚丙烯 (PP)

