

# PHILIPS

## AVENT

新安怡 安心系列手动  
吸乳器

SCF900/13



## 简单高效

飞利浦新安怡安心系列手动吸乳器 SCF900/13 带来简单高效的体验，满足您和宝宝的需求

### 柔软花瓣按摩垫，刺激快速泌乳

- 柔软的硅胶花瓣垫

### 采用人体工程学设计的手柄，轻松吸乳

- 采用人体工程学设计的手柄

### 优化的吸力级别有助于吸乳

- 经优化设计的吸力强度
- 吸力柔和的真空

### 轻松吸乳，易于存储

- 轻松吸乳，易于存储

### 轻巧便携

- 外出时的理想之选

## 产品亮点

### 轻松吸乳，易于存储

轻松吸乳和存储。使用存储杯盖，可将吸出的母乳直接存储在冰箱中，保持母乳新鲜度。

### 采用人体工程学设计的手柄



手柄根据人体工程学设计，因此更省力、轻松吸乳

### 吸力柔和的真空

吸力柔和的真空可模仿宝宝的吮吸动作

### 优化的吸力强度



吸力强度经优化设计，可确保舒适和高效

### 柔软的硅胶花瓣垫



飞利浦新安怡吸乳器柔软的硅胶花瓣垫紧密贴合乳房，并轻柔地按摩乳头周围的区域，刺激乳汁快速分泌

### 轻巧便携



轻巧便携式是您外出时的理想之选。

## 规格

### 原产地

中国

### 包装内物品

奶瓶架/漏斗盖: 1 件

手动吸乳器: 1 件

母乳储存密封垫: 1 件

储奶容器 (120 毫升/4 安士): 1 件

螺旋盖: 1 件

### 瓶颈大小

标准口径

