



飞利浦新安怡  
2合1电子蒸汽奶瓶消毒  
锅

消灭 99.9% 的有害细菌

10 分钟即可消毒完毕  
可容纳 5 个飞利浦新安怡奶瓶  
节省空间的 2 合 1 设计

SCF922



## 外形小巧，可有效消毒

### 节省空间的设计

飞利浦新安怡 2 合 1 电子蒸汽消毒锅小巧易用，只需一个简单的步骤，便可对标准口径和宽口径奶瓶进行消毒。

#### 节省空间的 2 合 1 设计

- 2 合 1 消毒锅设计

#### 使用天然蒸汽有效消毒

- 天然蒸汽可消灭 99.9% 的有害细菌
- 在不开盖的情况下，保持消毒状态长达 24 小时
- 快速周期和自动关熄功能

#### 适用于各种类型的奶瓶和其他产品

- 宽大设计
- 可对各种奶瓶、吸乳器及附件进行消毒

#### 小巧易用设计

- 巧妙的多功能锅盖设计

#### 易于清洁，安全消毒

- 易于清洁，安全消毒

PHILIPS  
AVENT

## 2合1电子蒸汽奶瓶消毒锅

消灭 99.9% 的有害细菌 10 分钟即可消毒完毕, 可容纳 5 个飞利浦新安怡奶瓶, 节省空间的 2 合 1 设计

SCF922/02

# 产品亮点

### 小巧的 2 合 1 消毒锅



将奶嘴、盖子和安抚奶嘴放入随附的小蒸篮中, 对奶瓶和附件进行高效消毒。消毒锅采用小巧型设计, 不占用空间。

### 保持消毒状态长达 24 小时



在不开盖的情况下, 消毒锅里面的物品 (婴儿奶瓶、吸乳器等) 可保持消毒状态长达 24 小时。

### 开放式设计



采用开放式设计, 您可以轻松保持加热板洁净无尘, 确保每次均使用清洁蒸汽进行消毒。

### 天然蒸汽消毒



消毒锅使用天然蒸汽对婴儿奶瓶和其他产品进行消毒, 可消灭 99.9% 的有害细菌, 不使用任何化学物质。确保所有婴儿奶瓶和其他产品均经过消毒处理, 让您完全放心。

### 快速消毒



消毒周期约持续 10 分钟, 此后会自动关闭。

### 兼容各种奶瓶

消毒锅适合对标准口径和宽口径奶瓶进行消毒。也可用于吸乳器及附件等其他产品。

### 多功能锅盖设计



消毒锅的锅盖经过巧妙设计, 使用后可挂在锅侧, 也可用于取出和支撑婴儿奶瓶和其他产品。

### 宽大设计



消毒锅采用小巧型设计, 可巧妙地同时容纳 5 个飞利浦新安怡婴儿奶瓶。

## 2合1电子蒸汽奶瓶消毒锅

消灭 99.9% 的有害细菌 10 分钟即可消毒完毕, 可容纳 5 个飞利浦新安怡奶瓶, 节省空间的 2 合 1 设计

SCF922/02

# 规格

### 技术规格

- 消毒时间: 10 分钟
- 功耗: 550 瓦
- 电压: 50 赫兹

### 重量和尺寸

- 尺寸: 260x308x180 毫米
- 重量: 1.3 千克

### 原产地

- 原产地: 中国

### 功率

- 电压: 220 伏

### 发育阶段

- 阶段: 0 至 6 个月

### 兼容性

- 兼容飞利浦新安怡系列产品

### 材料

- 聚丙烯

### 包装内物品

- 电子蒸汽消毒锅: 1 件



发行日期 2019-02-06

版本: 8.1.1

EAN: 06 92341 07333 10

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)