

PHILIPS

Rintapumpun kahva

ISIS

manuaalinen rintapumppu

SCF923



Liikuttaa rintapumpun kalvoa

Etsi yhteensopivat tuotteet teknisten tietojen välilehdestä.

Manuaaliseen Avent-rintapumppuun luodaan imua liikuttamalla tätä pumppuun kuuluvaa kahvaa ylös ja alas. Voit hallita imutehoa muuttamalla kahvaan kohdistamaasi painetta.

Helppokäyttöiset Philips-varaosat

- Uudista laitteesi helposti Philipsin alkuperäisosilla

Kohokohdat

Helposti vaihdettavat osat

Laitteesi tarvitsee silloin tällöin kasvojenkohotuksen. Onneksi Philipsin vaihtosilla kuluttaja voi uudistaa tuotteensa helpommin kuin koskaan. Taatulla Philipsin laadulla.

Tekniset tiedot

Vaihdettava osa

Sopii malleihin: SCF290/20, SCF290/12, SCF290/13, SCF300/20, SCF300/12, SCF300/13, SCF300/08, SCF300/60, SCF310/20, SCF310/12, SCF310/13, SCF310/08, SCF310/60

