

PHILIPS

Portatettarelle

Classic e avanzato

SCF926



Per il trasporto igienico delle tettarelle

Trova prodotti corrispondenti sulla scheda delle specifiche

Questa base da viaggio è ideale per il trasporto igienico delle tettarelle Avent. Mantiene le tettarelle sterili per 24 ore.

La comodità di usare ricambi Philips

- Rinnova in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

In evidenza

Rinnovo semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo, grazie ai ricambi Philips. Qualità garantita da Philips.

Specifiche

Parte sostituibile

Compatibile con i modelli: SCF290/20, SCF290/12, SCF290/13, SCF300/20, SCF300/12, SCF300/13, SCF300/08, SCF300/60, SCF310/20, SCF310/12, SCF310/13, SCF310/08, SCF310/60, SCF292/01, SCF292/13, SCF302/01, SCF302/13, SCF312/01, SCF312/13, SCF294/02, SCF304/02, SCF314/02

