

PHILIPS

Coussin massEUR
pour tire-lait

ISIS

SCF937



Stimule la lactation

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Un coussin massEUR avec 5 alvéoles souples à fixer à votre tire-lait. Il est conçu pour stimuler la lactation en massant le sein.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adapté aux types de produits: SCF290/20, SCF290/12, SCF290/13, SCF300/20, SCF300/12, SCF300/13, SCF300/08, SCF300/60, SCF310/20, SCF310/12, SCF310/13, SCF310/08, SCF310/60, SCF292/01, SCF292/13, SCF302/01, SCF302/13, SCF312/01, SCF312/13, SCF294/02, SCF304/02, SCF314/02

