

PHILIPS

Göğüs pompası için
masaj yastığı

ISIS

SCF937



Süt oluşumuna yardımcı olur

Teknik özellikler sekmesinden uyumlu ürünleri bulun

Göğüs pompanıza sığan, beş yaprakçıklı yumuşak masaj başlığı. Göğsünüze masaj yaparak süt akışını artırmak için tasarlanmıştır.

Kullanımı kolay Philips yedek parçaları

- Ürününüzü orijinal Philips yedek parçalarıyla kolaylıkla yenileyin

Özellikler

Ürün parçalarını kolaylıkla yenileme

Philips tüketici ürünleri yedek parçaları sayesinde ürünüze yepyeni bir görünüm kazandırmak çok kolay. Üstelik alıştığınız Philips kalitesiyle.

Teknik Özellikler

Değiştirilebilir parça

Aşağıdaki ürün modellerine uyar:

SCF290/20, SCF290/12, SCF290/13,
SCF300/20, SCF300/12, SCF300/13,
SCF300/08,
SCF300/60, SCF310/20, SCF310/12,
SCF310/13, SCF310/08, SCF310/60,
SCF292/01, SCF292/13, SCF302/01,
SCF302/13, SCF312/01, SCF312/13,
SCF294/02, SCF304/02, SCF314/02

