

# PHILIPS

## AVENT

### Kūdikių priežiūros rinkinys

Būtiniausi kūdikio priežiūros daiktai

Pilnas rinkinys

Berniukams ir mergaitėms



SCH400/30



## Mano pirmasis kūdikių priežiūros rinkinys

Visi būtiniausi kūdikio priežiūros daiktai viename rinkinyje

Naudodami kūdikių priežiūros rinkinį SCH400 savo mažyliu pasirūpinsite užtikrintai. Kompaktišką rinkinį sudaro tikslus, patogus ir greitai temperatūrą matuojantis skaitmeninis termometras, nosies aspiratorius su minkštu antgaliu, mažas dantų šepetėlis, nagų ir plaukų priežiūros komplektas.

#### 10 būtinausių kūdikio priežiūros daiktų

- Profesionalaus tikslumo skaitmeninis termometras\*
- Nosies aspiratorius su minkštu ir lanksčiu antgaliu
- Mažas dantų šepetėlis
- Nagų ir plaukų priežiūros komplektas

#### Kompaktiškas krepšys puikiai praverčia keliaujant

- Patogus ir struktūriškas rinkinys
- Nuostabi dovana

# Ypatybės

## Skaitmeninis termometras



Greitai, patogiai ir tiksliai matuoja kūdikio temperatūrą. Skaitmeninis termometras pasižymi profesionaliu tikslumu\*, o lankstus antgalis užtikrina daugiau patogumo jums ir jūsų kūdikiui.

## Patogus ir struktūriškas

Struktūriškas rinkinys suteikia erdvę papildomiems kūdikio priežiūros gaminiams, tuo pačiu jis yra kompaktiškas ir patogus, kad galėtumėte pasiimti su savimi. Puikiai tinka kelionėse ir vaikų kambaryje.

## Nosies aspiratorius



Nosies aspiratorius leidžia pasirūpinti, kad kūdikio kvėpavimo takai būtų atviri, jis jaustųsi ir miegotų geriau.

## Mažas dantų šepetėlis

Švelniai masažuoja jūsų vaikelio dantenas ir dantukus.

## Nagų ir plaukų priežiūros komplektas



Nagų priežiūros komplekte rasite žirkles užapvalintais galais, įtaisą nagams kirpti ir tris dildes.

## Dovana

Nuostabi dovana visiems tėveliams (pirmą kartą).

# Specifikacijos

## Techniniai duomenys

**Baterija:** Baterija 1,55 V DC (LR41)

**Baterijos naudojimo laikas:** > 100 veikimo valandų

**Matavimo skalė:** 35°C iki 42,9°C

**Tikslumas:** ±0,1°C esant nuo 35°C iki 42°C intervalui

**Atitiktis:** Atitinka MDD93/42/EEC

## Logistiniai duomenys

**F dėžutės matmenys (P x A x G):** 117 x 174,5 x 51 mm

## Vystymosi etapai

**Etapai:** Visi etapai

## Lytis

**Skirta:** berniukams ir mergaitėms

