

PHILIPS

AVENT

Bad- und
Raumthermometer

Blumendesign, blau



SCH550/20



Absolut genaue Temperaturmessung Das Baby-Thermometer schwimmt im Wasser

Das digitale Philips Avent Bad- und Raumthermometer überwacht sowohl die Raum- als auch die Wassertemperatur. Es ist des Weiteren auch gleichzeitig ein lustiges Badespielzeug mit geprüfter Sicherheit.

Schnelle und zuverlässige Messungen

- Genaues Messen der Bad-/Raumtemperatur

Sicheres Spielzeug

- Entspricht relevanten Sicherheitsnormen
- Schwimmt im Wasser
- Sicherheit und Spaß

Besonderheiten

Entspricht relevanten Sicherheitsnormen



Die Produkte, die den Spielzeugnormen entsprechen, wurden intensiv auf Normenkonformität und Sicherheit getestet.

Daten

Technische Daten

Temperaturbereich (in Betrieb): 10 bis 45 °C
Genauigkeit: +/-1 °C
Erfüllt die: Richtlinie EN 71, ASTM F963-96a für technische Geräte

Leistung

Batterietyp: LR44
Anzahl der Batterien: 2
Entfernbar/austauschbar

Zubehör

Bedienungsanleitung

Entwicklungsstufen

Schlafphasen: 0 bis 6 Monate, 6 - 12 Monate

