

# PHILIPS

## AVENT

Термометр для ванной  
и помещений

Синий цветок



SCH550/20



## Точное измерение температуры

### Детский термометр не тонет в воде

С помощью цифрового термометра для ванны и помещений Philips Avent удобно контролировать температуру как в детской, так и в ванной. Кроме того, исследования доказали абсолютную безопасность данного прибора, который можно использовать как игрушку для ребенка в ванной.

#### Быстрый и надежный способ измерения температуры

- Точная температура в ванной и спальне

#### Безопасен для игры

- Соответствует стандартам безопасности
- Не тонет в воде
- Безопасно и забавно

## Особенности

### Соответствует стандартам безопасности



Продукция тщательно проверена, чтобы гарантировать ее полное соответствие всем действующим стандартам для игрушек и нормам безопасности.

## Характеристики

### Технические характеристики

Диапазон температур для работы: 10 - 45 °C  
Погрешность: +/-1 °C  
Совместим с: EN 71, ASTM F963-96a Technical

### Питание

Тип элемента питания: LR44  
Количество батарей: 2  
Съемный/ сменный: Да

### Аксессуары

Инструкция по эксплуатации: Да

### Этапы взросления

Возраст: 0–6 месяцев, 6–12 месяцев

