

PHILIPS

AVENT

Thermomètre bain et chambre pour bébé

Fleur rose



SCH550/21



Température précise

Flotte sur l'eau

Le thermomètre numérique pour le bain et la chambre Philips Avent assure deux rôles, surveillant tout aussi bien la température du bain que celle de la chambre. D'autre part, il a aussi été conçu et testé comme jouet de bain, amusant et sûr.

Prise de température rapide et fiable

- Relevé précis de la température dans la chambre et le bain

Pour s'amuser en toute sérénité

- Conforme aux normes sécurité et jouets
- Flotte sur l'eau
- Sans danger et amusant

Caractéristiques

Alimentation

Nombre de piles: 2
Type de batterie: LR44
Amovible / remplaçable

Accessoires

Mode d'emploi

Spécificités techniques

Conformité: EN 71, ASTM F963-96a technique
Plage de température de fonctionnement: 10-45 °C
Précision: +/-1 °C

Étapes de développement

Étapes: 6-12 mois, 0-6 mois

