



Thermomètre bain et chambre pour bébé

- Fleur rose

SCH550/21

Température précise

Flotte sur l'eau

Le thermomètre numérique pour le bain et la chambre Philips Avent assure deux rôles, surveillant tout aussi bien la température du bain que celle de la chambre. D'autre part, il a aussi été conçu et testé comme jouet de bain, amusant et sûr.

Avantages

Prise de température rapide et fiable

- Relevé précis de la température dans la chambre et le bain

- Flotte sur l'eau
- Sans danger et amusant

Pour s'amuser en toute sérénité

- Conforme aux normes sécurité et jouets

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Alimentation

Nombre de piles	2
Type de batterie	LR44
Amovible / remplaçable	Oui

Spécificités techniques

Conformité	EN 71, ASTM F963-96a technique
Plage de température de fonctionnement	10-45 °C
Précision	+/-1 °C

Accessoires

Mode d'emploi	Oui
---------------	-----

PHILIPS

Étapes de développement

Étapes 6-12 mois
0-6 mois

Pays d'origine CN
Code du système harmonisé 902519

Dimensions de l'emballage

Hauteur 8,00 cm
Largeur 8,00 cm
Profondeur 9,00 cm
Poids net 0,16 kg
Poids brut 0,16 kg
EAN 08710103617167
Nombre de produits inclus 1

Carton externe

Longueur 25,50 cm
Largeur 17,50 cm
Hauteur 10,00 cm
Poids brut 1,08 kg
EAN 18710103617164
Nombre d'emballages 6



Les données sont sujettes à changement
2019, mars 28

Version: 4.0.1
EAN: 08710103617167

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com