

PHILIPS

Zamjena četke za
čišćenje lica

SmartClick
accessory

Dubinsko čišćenje lica

Zamjena glave četke



SH560/50



Dubinsko čišćenje lica

Za glatku i zdravu kožu

Četka za čišćenje SmartClick temeljito čisti vaše lice, a kožu vam čini glatkom i zdravom tako da budete sigurni da uvijek izgledate dobro!

Glatka i zdrava koža


- 32.000 aktivnih vlakana za temeljito čišćenje
- Za nježan tretman osjetljive kože

Jednostavna uporaba

- Za higijensku uporabu glavu četke mijenjajte svaka 3 mjeseca
- Kompatibilnost s modelom SH575; četka za dubinsko čišćenje lica

Istaknute znač.

32.000 aktivnih vlakana



32.000 aktivnih vlakana promjera 50 µm može dosegnuti i najteže dostupna područja te ih temeljito očistiti. Uklanjaju prljavštinu, mrtve stanice kože i poboljšavaju mikrocirkulaciju pa je koža glatka i zdravog izgleda.

Za osjetljivu kožu

Vlakna dugačka 14 mm veoma su savitljiva te na taj način osiguravaju manje trenja u dodiru s osjetljivom kožom i nježniji učinak čišćenja. Pogodno za svakodnevnu uporabu.

Mijenjajte glavu svaka 3 mjeseca

Kako biste četku za čišćenje održali higijenski čistom, mijenjajte glavu četke svaka 3 mjeseca. Jednostavno postavite novu zamjensku glavu četke (SH560) na SmartClick četku za čišćenje.

Kompatibilnost s modelom SH575



Kompatibilnost sa SmartClick četkom za čišćenje lica iz serije Shaver series 7000 i četkom za dubinsko čišćenje lica SH575.

Specifikacije

Nastavak SmartClick

Odgovara modelu proizvoda: Shaver series 9000 (S9xxx), Shaver series 7000 (S7xxx), Shaver series 5000 (S5xxx), AquaTouch (S5xxx), Četka za čišćenje lica, SH575

Dodatna oprema

Održavanje: Zaštitni poklopac

Jednostavnost uporabe

Čišćenje: Operite vodom i blagim sapunom, Obrišite ručnikom

Održavanje

Zamijenite glavu četke: Svaka 3 mjeseca uz SH560

