



Philips
Kopfhörer mit Mikrofon

Weiß

SHE1455WT

Dynamische Bässe

Musikwiedergabe und Gespräche

Lautsprecher für dynamische Bässe und klaren Sound. Integriertes Mikrofon und Annahmetaste für praktische Anrufe.

Hochwertigen Sound genießen

- Perfekter, dichter Sitz im Ohr schützt vor Geräuschen von außen

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Mikrofon und Anruftaste integriert

Längere Lebensdauer

- 3 austauschbare Gummikappen für optimalen Halt in jedem Ohr

Jederzeit einsatzbereit

- Ein 1,2 m langes Kabel, ideal für den Gebrauch im Freien
- Gummierte Kabelentlastung für eine höhere Lebensdauer

PHILIPS

Daten

Design

- Farbe: Weiß

Ton

- Akustiksystem: Halb geschlossen
- Magnettyp: Neodym
- Schwingspule: Kupfer
- Membran: Mylar Dome
- Impedanz: 32 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 25 mW
- Empfindlichkeit: 100 dB
- Lautsprecher-Durchm.: 10 mm
- Frequenzbereich: 10 bis 22.000
- Typ: Dynamic

Anschlüsse

- Kabellänge: 1,2 m
- Anschluss: 3,5 mm Stereo
- Kabeltyp: Kupfer
- Anschlussausführung: Verchromt
- Mikrofon: Integriertes Mikrofon
- Kabelverbindung: zwei parallele Anschlüsse, symmetrisch

Innenkarton

- Bruttogewicht: 1,499 lb
- Bruttogewicht: 0,68 kg
- GTIN: 2 69 25970 70703 3
- Innenkarton (L x B x H): 34 x 18 x 13 cm
- Innenkarton (L x B x H): 13,4 x 7,1 x 5,1 Zoll
- Nettogewicht: 0,556 lb
- Nettogewicht: 0,252 kg
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 24
- Eigengewicht: 0,428 kg
- Eigengewicht: 0,944 lb

Außenkarton

- Bruttogewicht: 7,099 lb
- Bruttogewicht: 3,22 kg
- GTIN: 1 69 25970 70703 6
- Außenkarton (L x B x H): 38 x 36 x 28 cm
- Außenkarton (L x B x H): 15,0 x 14,2 x 11,0 Zoll
- Nettogewicht: 2,222 lb
- Nettogewicht: 1,008 kg
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 96
- Eigengewicht: 2,212 kg
- Eigengewicht: 4,877 lb

Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 8,3 x 11,5 x 2,5 cm
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 3,3 x 4,5 x 1,0 Zoll
- EAN: 69 25970 70703 9
- Bruttogewicht: 0,019 kg
- Bruttogewicht: 0,042 lb
- Nettogewicht: 0,023 lb
- Nettogewicht: 0,0105 kg
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton
- Eigengewicht: 0,019 lb
- Eigengewicht: 0,0085 kg
- Regalauflage: Hängend

Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T): 3,0 x 0,7 x 1,0 Zoll
- Abmessungen Produkt (B x H x T): 7,5 x 1,8 x 2,5 cm
- Gewicht: 0,023 lb
- Gewicht: 0,0105 kg

Besonderheiten


Integriertes Mikrofon

Mit dem integrierten Mikrofon und der eingebauten Anruftaste können Sie dieses Philips Headset sowohl zum Musikhören als auch für Anrufe über Ihr Mobiltelefon verwenden. Genießen Sie das Telefonieren über die Freisprecheinrichtung, während Sie Gespräche einfach über Ihr Headset annehmen oder beenden.

1,2 m Kabel

Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.

Für optimale Passform in jedem Ohr



Da es die drei austauschbaren Gummikappen in den Größen klein bis groß gibt, werden auch Sie ein Paar Philips Ohrhörer finden, das perfekt in Ihre Ohren passt.

Perfekter, dichter Sitz im Ohr

Die extrem kleinen Lautsprechertreiber dieser Philips Ohrhörer passen bequem in die Ohren. Dank der hervorragenden Passform werden alle störenden Geräusche für ein besonders intensives Hörerlebnis von außen abgeschirmt.

