

Philips  
InEar-Kopfhörer



SHE2105WT



## Basswiedergabe

### Musikwiedergabe und Gespräche

Diese Ohrstöpsel werden aufgrund ihrer 15 mm-Lautsprecher für die Basswiedergabe geschätzt. Ergonomisches Design mit schlanken, gummierten Kappen für lang anhaltenden Komfort beim Musikhören. Empfindliches Mikrofon und einfache Steuerung für Gespräche über Mobiltelefon.

#### Musik für Ihre Ohren

- 15 mm Lautsprechertreiber optimiert Tragekomfort
- Die Bass Beat-Öffnungen optimieren den Luftstrom für verbesserten Sound

#### Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

- Mikrofon und Anruftaste integriert
- Zusätzlicher 3,5 mm-Stecker für Nokia, Sony Ericsson, Samsung

#### Speziell für Sie und Ihren Lifestyle entwickelt

- Schlanke Kappenform für optimalen ergonomischen Tragekomfort

# PHILIPS

# Daten

## Ton

- Akustiksystem: Offen
- Magnettyp: Neodym
- Schwingspule: Kupfer
- Membran: Mylar Dome
- Frequenzgang: 12 bis 22.000 Hz
- Impedanz: 16 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 50 mW
- Empfindlichkeit: 103 dB
- Lautspr.-Durchmesser: 15 mm
- Typ: Dynamisch

## Anschlüsse

- Kabelverbindung: Zwei parallele Anschlüsse, symmetr.
- Kabellänge: 1 m
- Anschluss: 3,5 mm Stereo
- Kabeltyp: Kupfer
- Anschlussausführung: Verchromt
- Mikrofon: Integriertes Mikrofon

## Verpackungsmaße

- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 9,7 x 17,5 x 2,1 cm
- EAN: 69 23410 71530 9
- Bruttogewicht: 0,039 kg
- Nettogewicht: 0,016 kg
- Eigengewicht: 0,023 kg
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 3,8 x 6,9 x 0,8 Zoll
- Bruttogewicht: 0,086 lb
- Nettogewicht: 0,035 lb
- Eigengewicht: 0,051 lb

- Verpackungsart: Karton
- Regalauflistung: Beides

## Außenkarton

- Bruttogewicht: 1,513 kg
- Außenkarton (L x B x H): 39 x 17 x 25 cm
- Nettogewicht: 0,384 kg
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 24
- Eigengewicht: 1,129 kg
- Bruttogewicht: 3,336 lb
- GTIN: 1 69 23410 71530 6
- Außenkarton (L x B x H): 15,4 x 6,7 x 9,8 Zoll
- Nettogewicht: 0,847 lb
- Eigengewicht: 2,489 lb

## Innenkarton

- Bruttogewicht: 0,155 kg
- Innenkarton (L x B x H): 18,5 x 7,5 x 10,5 cm
- Nettogewicht: 0,048 kg
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Eigengewicht: 0,107 kg
- Bruttogewicht: 0,342 lb
- GTIN: 2 69 23410 71530 3
- Innenkarton (L x B x H): 7,3 x 3,0 x 4,1 Zoll
- Nettogewicht: 0,106 lb
- Eigengewicht: 0,236 lb

## Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T): 0,6 x 0,8 x 0,5 Zoll
- Abmessungen Produkt (B x H x T): 1,6 x 2,1 x 1,25 cm
- Gewicht: 0,016 kg
- Gewicht: 0,035 lb

# Besonderheiten

## 15 mm Lautsprechertreiber

Klein genug für optimalen Tragekomfort, und groß genug, um klaren und verzerrungsfreien Sound zu bieten. Der 15 mm Lautsprechertreiber ist ideal für ein perfektes Hörvergnügen.

## Bass Beat-Öffnungen

Die Bass Beat-Öffnungen optimieren den Luftstrom für verbesserten Sound mit tiefen, satten Basstönen.

## Integriertes Mikrofon

Mit dem integrierten Mikrofon und der eingebauten Anruftaste können Sie dieses Headset sowohl zur Musikhören als auch für Anrufe über Ihr Mobiltelefon verwenden. Genießen Sie das Telefonieren über die Freisprecheinrichtung, während Sie Gespräche einfach über Ihr Headset annehmen oder beenden.

## Zusätzlicher 3,5 mm-Anschluss

Zusätzlicher 3,5 mm-Stereo-Anschluss für Nokia, Sony Ericsson und Samsung

## Schlanke Kappenform

Die schlanken Kappen haben eine ergonomische Form, die anhand der Anatomie des menschlichen Ohrkanals entwickelt wurde und sitzen daher sicher und bequem.



Ausstellungsdatum  
2013-12-23

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 90207  
EAN: 69 23410 71530 9

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)