



Philips
InEar-Headset

Schwarz

SHE2115BK



Basswiedergabe

Musikwiedergabe und Gespräche

Diese Ohrkophörer werden aufgrund ihrer 15 mm-Lautsprecher für die Basswiedergabe geschätzt. Ergonomisches Design mit schlanken, gummierten Kappen für lang anhaltenden Komfort beim Musikhören. Empfindliches Mikrofon und einfache Steuerung für Gespräche über Mobiltelefon.

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

- Mikrofon und Anruftaste integriert

Musik für Ihre Ohren

- 15 mm Lautsprechertreiber optimiert Tragekomfort
- Die Bass Beat-Öffnungen optimieren den Luftstrom für verbesserten Sound

Speziell für Sie und Ihren Lifestyle entwickelt

- Schlanke Kappenform für optimalen ergonomischen Tragekomfort

PHILIPS

Daten

Ton

- Akustiksystem: Offen
- Magnettyp: Neodym
- Schwingspule: Kupfer
- Membran: Mylar Dome
- Frequenzgang: 12 bis 22.000 Hz
- Impedanz: 16 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 50 mW
- Empfindlichkeit: 107 dB
- Lautsprecher-Durchm.: 15 mm
- Typ: Dynamisch

Anschlüsse

- Kabelverbindung: Zwei parallele Anschlüsse, symmetr.
- Kabellänge: 1 m
- Anschluss: 3,5 mm Stereo
- Anschlussausführung: Verchromt
- Mikrofon: Integriertes Mikrofon

Innenkarton

- Bruttogewicht: 0,1146 kg
- Bruttogewicht: 0,252 lb
- GTIN: 2 69 23410 71927 1
- Innenkarton (L x B x H): 7,0 x 3,1 x 2,4 Zoll
- Innenkarton (L x B x H): 17,9 x 8 x 6 cm
- Nettogewicht: 0,0414 kg
- Nettogewicht: 0,091 lb
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Eigengewicht: 0,161 lb
- Eigengewicht: 0,0732 kg

Außenkarton

- Bruttogewicht: 1,13 kg

- Bruttogewicht: 2,491 lb
- GTIN: 1 69 23410 71927 4
- Außenkarton (L x B x H): 13,6 x 7,8 x 6,4 Zoll
- Außenkarton (L x B x H): 34,5 x 19,7 x 16,3 cm
- Nettogewicht: 0,3312 kg
- Nettogewicht: 0,730 lb
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 24
- Eigengewicht: 1,761 lb
- Eigengewicht: 0,7988 kg

Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 2,0 x 6,8 x 1,0 Zoll
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 5 x 17,275 x 2,6 cm
- EAN: 69 23410 71927 7
- Bruttogewicht: 0,0292 kg
- Bruttogewicht: 0,064 lb
- Nettogewicht: 0,030 lb
- Nettogewicht: 0,0138 kg
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Dummy
- Eigengewicht: 0,034 lb
- Eigengewicht: 0,0154 kg
- Regalauflage: Dummy

Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T): 0,6 x 0,8 x 0,5 Zoll
- Abmessungen Produkt (B x H x T): 1,6 x 2,1 x 1,25 cm
- Gewicht: 0,0138 kg
- Gewicht: 0,030 lb

Besonderheiten

Integriertes Mikrofon

Mit dem integrierten Mikrofon und der eingebauten Anruftaste können Sie dieses Philips Headset sowohl zum Musikhören als auch für Anrufe über Ihr Mobiltelefon verwenden. Genießen Sie das Telefonieren über die Freisprecheinrichtung, während Sie Gespräche einfach über Ihr Headset annehmen oder beenden.

15 mm Lautsprechertreiber

Klein genug für optimalen Tragekomfort, und groß genug, um klaren und verzerrungsfreien Sound zu bieten. Der 15 mm Lautsprechertreiber ist ideal für ein perfektes Hörvergnügen.

Bass Beat-Öffnungen

Die Bass Beat-Öffnungen optimieren den Luftstrom für verbesserten Sound mit tiefen, satten Basstönen.

Schlanke Kappenform

Die schlanke Kappenform haben eine ergonomische Form, die anhand der Anatomie des menschlichen Ohrkanals entwickelt wurde und sitzen daher sicher und bequem.

