



Philips  
InEar-Headset

Blau

SHE2115BL



## Basswiedergabe

### Musikwiedergabe und Gespräche

Diese Ohrkophörer werden aufgrund ihrer 15 mm-Lautsprecher für die Basswiedergabe geschätzt. Ergonomisches Design mit schlanken, gummierten Kappen für lang anhaltenden Komfort beim Musikhören. Empfindliches Mikrofon und einfache Steuerung für Gespräche über Mobiltelefon.

#### **Musik für Ihre Ohren**

- 15 mm Lautsprechertreiber optimiert Tragekomfort
- Die Bass Beat-Öffnungen optimieren den Luftstrom für verbesserten Sound

#### **Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten**

- Mikrofon und Anruftaste integriert

#### **Speziell für Sie und Ihren Lifestyle entwickelt**

- Schlanke Kappenform für optimalen ergonomischen Tragekomfort

# PHILIPS

## Daten

### Ton

- Akustiksystem: Offen
- Magnettyp: Neodym
- Schwingspule: Kupfer
- Membran: Mylar Dome
- Frequenzgang: 12 bis 22.000 Hz
- Impedanz: 16 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 50 mW
- Empfindlichkeit: 107 dB
- Lautsprecher-Durchm.: 15 mm
- Typ: Dynamisch

### Anschlüsse

- Kabelverbindung: Zwei parallele Anschlüsse, symmetr.
- Kabellänge: 1 m
- Anschluss: 3,5 mm Stereo
- Anschlussausführung: Verchromt
- Mikrofon: Integriertes Mikrofon

### Innenkarton

- Bruttogewicht: 0,1146 kg
- Bruttogewicht: 0,252 lb
- GTIN: 2 69 23410 71922 6
- Innenkarton (L x B x H): 7,0 x 3,1 x 2,4 Zoll
- Innenkarton (L x B x H): 17,9 x 8 x 6 cm
- Nettogewicht: 0,0414 kg
- Nettogewicht: 0,091 lb
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Eigengewicht: 0,161 lb
- Eigengewicht: 0,0732 kg

### Außenkarton

- Bruttogewicht: 1,13 kg

- Bruttogewicht: 2,491 lb
- GTIN: 1 69 23410 71922 9
- Außenkarton (L x B x H): 13,6 x 7,8 x 6,4 Zoll
- Außenkarton (L x B x H): 34,5 x 19,7 x 16,3 cm
- Nettogewicht: 0,3312 kg
- Nettogewicht: 0,730 lb
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 24
- Eigengewicht: 1,761 lb
- Eigengewicht: 0,7988 kg

### Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 2,0 x 6,8 x 1,0 Zoll
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 5 x 17,275 x 2,6 cm
- EAN: 69 23410 71922 2
- Bruttogewicht: 0,064 lb
- Bruttogewicht: 0,0292 kg
- Nettogewicht: 0,030 lb
- Nettogewicht: 0,0138 kg
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Dummy
- Eigengewicht: 0,034 lb
- Eigengewicht: 0,0154 kg
- Regalauflage: Dummy

### Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T): 0,6 x 0,8 x 0,5 Zoll
- Abmessungen Produkt (B x H x T): 1,6 x 2,1 x 1,25 cm
- Gewicht: 0,0138 kg
- Gewicht: 0,030 lb

## Besonderheiten

### Integriertes Mikrofon

Mit dem integrierten Mikrofon und der eingebauten Anruftaste können Sie dieses Philips Headset sowohl zum Musikhören als auch für Anrufe über Ihr Mobiltelefon verwenden. Genießen Sie das Telefonieren über die Freisprecheinrichtung, während Sie Gespräche einfach über Ihr Headset annehmen oder beenden.

### 15 mm Lautsprechertreiber

Klein genug für optimalen Tragekomfort, und groß genug, um klaren und verzerrungsfreien Sound zu bieten. Der 15 mm Lautsprechertreiber ist ideal für ein perfektes Hörvergnügen.

### Bass Beat-Öffnungen

Die Bass Beat-Öffnungen optimieren den Luftstrom für verbesserten Sound mit tiefen, satten Basstönen.

### Schlanke Kappenform

Die schlanken Kappen haben eine ergonomische Form, die anhand der Anatomie des menschlichen Ohrkanals entwickelt wurde und sitzen daher sicher und bequem.

