

Philips
Écouteurs intra-auriculaires



SHE2661



Son équilibré

Ces mini-écouteurs offrent un son et un design de qualité, ainsi qu'une excellente durée de vie. Les événements doubles apportent équilibre et harmonie à votre musique, que vous soyez chez vous ou en déplacement.

Le son dont vous rêviez

- Les aimants en néodyme améliorent la qualité des basses et leur sensibilité
- Pour un équilibre des sons aigus et des tonalités basses

Adapté à vos besoins et votre style de vie

- Enceinte 15 mm pour un confort optimal
- Les coussinets améliorent le confort d'utilisation et la qualité des basses

Toujours prêt à l'emploi

- Un connecteur souple qui dure plus longtemps

PHILIPS

Caractéristiques

Son

- Système acoustique: ouvert
- Type d'aimant: Néodyme
- Bobine acoustique: cuivre
- Diaphragme: Dôme en mylar
- Réponse en fréquence: 12 - 22 000 Hz
- Impédance: 16 ohm(s)
- Puissance d'entrée maximale: 50 mW
- Sensibilité: 103 dB
- Diamètre du haut-parleur: 15 millimètre
- Type: Dynamique

Connectivité

- Connexion par câble: deux parallèles, symétrique
- Longueur du câble: 1 m
- Connecteur: 3,5 millimètre
- Finition du connecteur: plaqué nickel
- Type de câble: cuivre

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P):
5 x 17 x 2,5 cm

- Poids net: 0,011 kg
- Poids brut: 0,0295 kg
- Poids à vide: 0,0185 kg
- EAN: 87 12581 49665 4
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Blister

Carton externe

- Carton externe (l x l x H): 32,4 x 18,2 x 14,8 cm
- Poids net: 0,264 kg
- Poids brut: 1,153 kg
- Poids à vide: 0,889 kg
- EAN: 87 12581 49667 8
- Nombre d'emballages: 24

Carton interne

- Carton interne (l x l x H): 31 x 8,7 x 6,5 cm
- Poids net: 0,066 kg
- Poids brut: 0,24 kg
- Poids à vide: 0,174 kg
- EAN: 87 12581 49666 1
- Nombre d'emballages: 6

Points forts

Coussinets tout confort

La forme spéciale des coussinets et les matériaux raffinés du casque Philips garantissent un maintien parfait pour un confort maximal. Ils permettent d'éviter toute perte audio, mais également d'optimiser les basses. Ces coussinets ont été conçus pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.



Date de publication
2017-07-29

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 55319
EAN: 87 12581 49665 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com