



Philips
Kopfhörer mit Mikrofon

32-mm-Treiber/geschlossen

On-Ear
Weiche Ohrpolster
Flach zusammenklappbar

SHL5005WT



Für einzigartigen Musikgenuss

Jederzeit und überall!

Diese Kopfhörer wurden entwickelt, damit Sie Ihre Musik jederzeit und überall genießen können.

Dank der weichen Polsterung können Sie Ihre Lieblingsmusik problemlos stundenlang genießen.

Die hervorragende Soundqualität bietet Ihnen ein ganz neues Musikerlebnis.

Sie werden kaum merken, dass Sie sie tragen!

- Kopfhörer mit Stahlbügel für perfekten Sitz
- Leichter Bügel verbessert den Komfort und Haltbarkeit
- Weiche Ohrpolster für dauerhaften Komfort

Für einzigartigen Musikgenuss

- 32-mm-Lautsprechertreiber für großartigen Sound mit tiefen Bässen
- Geräuschisolierung für ungestörten Musikgenuss

Jederzeit und überall

- Zusammenklappbare Kopfhörer für einfaches Aufbewahren und Transportieren
- Integriertes Mikrofon wechselt von der Musikwiedergabe zu Telefonanrufen
- Ein 1,2 m langes Kabel, ideal für den Gebrauch im Freien

PHILIPS

Kopfhörer mit Mikrofon
32-mm-Treiber/geschlossen On-Ear, Weiche Ohrpolster, Flach zusammenklappbar

Daten

Sound

- Akustiksystem: Geschlossen
- Magnettyp: Neodym
- Schwingspule: CCAW
- Membran: Mylar Dome
- Frequenzgang: 9 bis 24.000 Hz
- Impedanz: 24 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 40 mW
- Empfindlichkeit: 104 dB
- Lautsprecher-Durchm.: 32 mm
- Typ: Dynamisch

Anschlüsse

- Kabelverbindung: Zwei parallele Anschlüsse, symmetr.
- Kabellänge: 1,2 m
- Anschluss: 3,5 mm Stereo
- Anschlussausführung: Goldbeschichtet (24-Karat)
- Kabeltyp: OFC

Außenkarton

- Bruttogewicht: 0,681 kg
- Bruttogewicht: 1,501 lb
- GTIN: 1 69 51613 99144 9
- Außenkarton (L x B x H): 9,8 x 5,0 x 8,0 Zoll
- Außenkarton (L x B x H): 24,9 x 12,8 x 20,4 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3

- Eigengewicht: 0,318 kg
- Eigengewicht: 0,701 lb
- Nettogewicht: 0,363 kg
- Nettogewicht: 0,800 lb

Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 17,2 x 22,5 x 3,6 cm
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 6,8 x 8,9 x 1,4 Zoll
- EAN: 69 51613 99144 2
- Bruttogewicht: 0,171 kg
- Bruttogewicht: 0,377 lb
- Nettogewicht: 0,267 lb
- Nettogewicht: 0,121 kg
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Eigengewicht: 0,110 lb
- Eigengewicht: 0,05 kg
- Verpackungsart: Blister
- Regalaufstellung: Beides

UPC

- UPC: 8 89446 00823 4

Design

- Farbe: Weiß

SHL5005WT/00

Besonderheiten

Weiche Ohrpolster

Weiche Ohrpolster aus Leder, damit Sie Ihre Lieblingsmusik problemlos stundenlang genießen können.

Leichter Bügel

Leichtes Material, das für den Bügel verwendet wird

Flach zusammenklappbar

Zusammenklappbare Kopfhörer für einfaches Aufbewahren und Transportieren

Geräuschisolierung

Weiche Polster decken Ihr Ohr angenehm ab und isolieren Sie von Umgebungsgläuschen.

1,2 m langes Kabel

Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.

Superleicht & komfortabel

Der dünne, leichte und aus Edelstahl angefertigte Bügel passt sich perfekt den Konturen Ihres Kopfes an und ist dabei so leicht, dass Sie ihn beim Tragen kaum bemerken werden.

32-mm-Lautsprechertreiber

32-mm-Lautsprechertreiber für großartigen Sound mit tiefen Bässen

Integriertes Mikrofon

Dank des integrierten Mikrofons können Sie leicht zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. So können Sie sich immer mit dem beschäftigen, was Ihnen wichtig ist.



Ausstellungsdatum
2021-06-17

Version: 2.0.6

12 NC: 8670 001 44467
EAN: 69 51613 99144 2

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com